

WELCHER VERBAND FÜR WELCHE WUNDE?



PHASENGERECHTE WUNDVERSORGUNG

	Inflammationsphase / Reinigungsphase				Granulationsphase		Epithelisierungsphase	Maturationsphase
Wundart/ Wundzustand	Trockene, fibrinbelegte Wunden; freiliegende empfindliche Struktu- ren: z. B. Sehnen; Wunden mit schwacher Exsudation				Feuchte (oberflächliche) Wunden		Schwach exsudierende, epithelisierende Wunden	Gewebsstabilisierung
Beispiel								
Exsudation	Nicht bis wenig				Wenig bis mittelstark bis		Nicht bis wenig	
Ziele	• Aufweichen der Beläge • Wundreinigung • Feuchthalten				• Erhaltung eines feuchtwarmen Wundmilieus • Exsudatmanagement • Schutz		• Schutz • Wundruhe	• Schutz • Förderung der Elastizität • Vorbeugung hypertropher Narbenbildung
Schmerzen minimieren								
Wundreinigung	Je nach Wundheilungsphase und individueller Wundsituation: geeignete Reinigungsmethode und Wundspüllösung / ggf. Antiseptikum auswählen Empfehlung: Granudacyn® Wundspüllösung							
Sauerstoff- Therapie	Wunden, deren Reduktion der Wundgrösse innerhalb von 4 Wochen weniger als 40 % beträgt: zusätzliche Verabreichung von Granulox®							
Primärverband/ Wundfüller	Granudacyn® Wundgel		Granudacyn® Wundgel		Exufiber® Granudacyn® Wundgel		Exufiber® bei Bedarf Granudacyn® Wundgel	
Alternativ bei infektionsgefährdeter o. infizierter Wunde	Mepilex® Ag oder Mepilex® Transfer Ag oder Mepilex® Border Ag							Mepilex® Lite Tubifast®
Sekundärverband	Mepilex® Lite	Mepilex® XT	Mextra®	Mepilex® Border Flex oder Mepilex® XT			Mepilex® Border Flex Lite oder Mepitel® Film	Mepitel® Film Mepiform®
Fixierung								

LÖSUNGEN FÜR SPEZIELLE SITUATIONEN

SEHR STARK EXSUDIERENDE WUNDEN			VERBRENNUNGEN BIS GRAD 2A		CHIRURGISCHE WUNDEN	STRAHLENBEDINGTE HAUTREAKTIONEN	SKIN TEARS
Mepitel One	Mepitel	Mepilex Transfer	Mepilex Transfer Ag		Mepilex Border Post-Op	Mepilex Lite	
Mextra Superabsorbent			Mepilex XT	Granudacyn Wundgel	Mepilex Ag		Mepitel One
Tubifast			Tubifast		Mepitel Film	Mepitel Film	

SCHAUMVERBÄNDE MIT HAFTRAND

Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code	Stück/ Packung	
Mepilex® Border Flex				
59 52 50	7,5 x 7,5 cm	7837859	5	eckig
59 53 50	10 x 10 cm	7837857	5	
59 50 50	12,5 x 12,5 cm	7837858	5	
59 58 00	10 x 20 cm	7846601	10	
59 59 00	10 x 30 cm	7846602	10	
59 54 00	15 x 15 cm	7846600	5	oval
59 56 00	15 x 20 cm	7238590	5	
58 35 00	7,8 x 10 cm	7752490	5	
58 33 00	13 x 16 cm	7752488	5	
58 34 00	15 x 19 cm	7752489	5	

Mepilex® Border Flex Lite				
58 10 50	4 x 5 cm	7845923	10	
58 11 00	5 x 12,5 cm	7845924	5	
58 12 50	7,5 x 7,5 cm	7845925	5	
58 13 50	10 x 10 cm	7845926	5	
58 15 00	15 x 15 cm	7845927	5	

SCHAUMVERBÄNDE

Art.-Nr.	Grösse	Pharma- code	Stück/ Packung
Mepilex® XT			
21 10 15	5 x 5 cm	6550380	5
21 11 00	10 x 10 cm	6202785	5
21 12 00	10 x 20 cm	6202791	5
21 13 00	15 x 15 cm	6863245	5
21 14 00	20 x 20 cm	6202822	5
21 15 00	20 x 50 cm	7186083	2

Zuschnitt- und Anwendungsbeispiele:



Mepilex®				
29 40 15	5 x 5 cm	7805216	5	
29 41 50	10 x 12 cm	7805212	5	
29 42 50	12 x 20 cm	7805213	5	
29 43 50	15 x 17 cm	7805214	5	
29 44 50	20 x 22 cm	7805215	5	

Mepilex® Lite				
28 40 00	6 x 8,5 cm	2754714	5	
28 41 00	10 x 10 cm	2754720	5	
28 43 00	15 x 15 cm	7821327	5	
28 45 00	20 x 50 cm	5548122	4	

Mepilex® Transfer				
29 47 00	10 x 12 cm	3516827	5	
29 48 00	15 x 20 cm	2619301	5	
29 45 02	20 x 50 cm	5539778	4	

FOLIENVERBÄNDE

Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code	Stück/ Packung
Mepitel® Film			
29 61 70	6 x 7 cm	7779030	10
29 62 70	10 x 12 cm	7779031	10
29 64 70	10 x 25 cm	7779032	10
29 66 70	15 x 20 cm	7779033	10

ANTIMIKROBIELLE SCHAUMVERBÄNDE

Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code	Stück/ Packung
Mepilex® Ag			
28 70 21	6 x 8,5 cm	3686564	10
28 71 10	10 x 10 cm	3516750	5
28 72 10	10 x 20 cm	3516767	5
28 73 10	15 x 15 cm	6863251	5
28 74 10	20 x 20 cm	3516796	2
28 75 10	20 x 50 cm	3984066	2

Mepilex® Border Ag								
39 52 00	7 x 7,5 cm	4677277	5					
39 53 00	10 x 10 cm	4677283	5					
39 54 00	15 x 15 cm	4677231	5					

Mepilex® Transfer Ag				
39 40 00	7,5 x 8,5 cm	5602382	10	
39 41 00	10 x 12,5 cm	5602399	5	
39 48 00	15 x 20 cm	5602413	10	
39 45 00	20 x 50 cm	5602407	2	

CHIRURGISCHE WUNDVERSORGUNG

Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code	Stück/ Packung
Mepilex® Border Post-Op			   
49 61 00	6 x 8 cm	1100447	10
49 62 00	9 x 10 cm	1100448	10
49 63 00	10 x 15 cm	1100449	10
49 64 00	10 x 20 cm	1100450	10
49 64 50	10 x 25 cm	1100451	10
49 66 00	10 x 30 cm	1100452	10
49 66 50	10 x 35 cm	1100453	5

SILIKON-WUNDDISTANZGITTER

Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code	Stück/ Packung
Mepitel®			
29 05 00	5 x 7 cm	6855837	5
29 07 00	8 x 10 cm	6863280	5
29 10 00	12 x 15 cm	3628294	5
29 20 30	20 x 32 cm	3628302	5

Mepitel® One				
Mit Abziehhilfe (Skin Tears)				
28 91 70	6 x 7 cm	7783219	5	
28 92 70	9 x 10 cm	7783220	5	
28 94 70	13 x 15 cm	7783221	5	
Ohne Abziehhilfe				
28 90 00	5 x 7 cm	4379485	5	
28 92 00	8 x 10 cm	4379491	5	
28 94 00	12 x 15 cm	4379516	5	
28 97 00	17 x 25 cm	7798164	5	

FIXIERUNG

Art.-Nr.	Breite	Umfang Gliedmasse	Pharma- code	Stück/ Packung
Tubifast®				
10 m Länge, auf Rolle – unsteril				
24 34	Rot (3,5 cm)	9–18 cm	3516715	1
24 36	Grün (5 cm)	14–24 cm	3516721	1
24 38	Blau (7,5 cm)	24–40 cm	3516738	1
24 40	Gelb (10,75 cm)	35–64 cm	3516690	1
24 44	Violett (20 cm)	64–130 cm	7084193	1

GELBILDENDER FASERVERBAND

Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code	Stück/ Packung
Exufiber®		    	
70 99 00	5 x 5 cm	7689097	10
70 99 01	10 x 10 cm	7689105	10
70 99 03	15 x 15 cm	7689111	10
70 99 06	4,5 x 20 cm	7741863	10
Tamponade			
70 99 08	1 x 45 cm	1030106	5
70 99 09	2 x 45 cm	7689128	5

Exufiber® Ag+			
60 34 01	5 x 5 cm	7844757	10
60 34 02	10 x 10 cm	7844758	10
60 34 03	15 x 15 cm	7844759	10
60 34 05	4,5 x 20 cm	1043708	10
Tamponade			
60 34 00	2 x 45 cm	7844756	5

NARBENBEHANDLUNG

Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code	Stück/ Packung
Mepiform®			   
29 36 00	4 x 30 cm	1109777	5
29 37 00	5 x 7,5 cm	1110476	5
29 38 00	10 x 18 cm	7050685	5

SUPERABSORBER

Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code	Stück/ Packung
Mextra® Superabsorbent			 
61 00 00	12,5 x 12,5 cm	6994585	10
61 01 00	12,5 x 17,5 cm	6994579	10
61 02 00	12,5 x 22,5 cm	6994591	10
61 03 00	17,5 x 22,5 cm	6994616	10
61 04 00	22,5 x 27,5 cm	6994622	10
61 05 00	22,5 x 32,5 cm	6994639	10
61 06 00	22,5 x 42,5 cm	6994645	10

ALGINATE

Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code	Stück/ Packung	
Melgisorb® Plus*			  	
25 20 00	5 x 5 cm		5638635	10
25 22 00	10 x 10 cm		5638641	10
25 25 00	10 x 20 cm		5638658	10
Tamponade				
25 35 00	3 x 45 cm	5638664	5	

SAUERSTOFF-THERAPIE

Art.-Nr.	Grösse	Pharma-code		Stück/ Karton
Granulox® Hämoglobin-Spray*				
36 00 01	12 ml/ca. 30 Anwendungen	7801640		6

WUNDREINIGUNG

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Grösse	Parma-Code	Stück/ Karton
Granudacyn® Wundspüllösung und Gel*				
36 01 50	Wundspüllösung 50ml	50 ml	7771948	20
36 01 00	Wundspüllösung 250 ml	250 ml	7766459	15
36 01 01	Wundspüllösung 500ml	500 ml	7766460	12
36 01 02	Wundspüllösung 1000ml	1000 ml	7766461	6
36 01 03	Wundspüllösung NPWT 500ml	500 ml	7766462	12
36 01 04	Wundspüllösung NPWT 1000ml	1000 ml	7766457	6
36 01 07	Wundgel 50 g	50 g	7766464	12
36 01 08	Wundgel 100 g	100 g	7766463	12
36 01 06	Wundgel 250 g	250 g	7766458	15

WUNDVERSORGUNG



Sofern nicht aufgeführt, sind alle Produkte steril – einzeln verpackt.

Kontaktieren Sie uns unter +41 44 744 54 00 oder info.ch@molnlycke.com für die aktuelle MiGeL Übersichtsliste.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.ch

Molnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Schweiz.
Tel.: +41 44 744 54 00, info.ch@molnlycke.com.
Der Name Molnlycke Health Care und das Safetac Logo sowie alle genannten Produkte sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Molnlycke Health Care Unternehmensgruppe.
© 2023 Molnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten.
CH-DWC0090



Stand: März 2024