


MIT MÖLNLYCKE® TREFFEN SIE IMMER DIE RICHTIGE WAHL:



**All-in-one-Verband
für nicht bis mässig
exsudierende Wun-
den, der so konzipiert
ist, dass er sicher
haftet und sich
einzigartig anpasst.**

Border Flex

Der Verband mit 5 Schichten **absorbiert und kanalisiert Exsudat und schliesst es sicher ein.** Die Schichten leiten das Exsudat vom Wundbett ab und verhindern einen Rückfluss in die Wunde, sogar unter einem Kompressionsverband.

Mepilex® Border Flex wurde **für eine grosse Bandbreite von exsudierenden Wunden** entwickelt, z. B. Dekubitus, diabetisches Fussyndrom, Bein- und Fussulzera sowie traumatische Wunden (beispielsweise Skin Tears) und chirurgische Wunden.



**Der All-in-one-
Verband passt sich
gut an den Körper
an und verfügt über
eine einzigartige
Haftfähigkeit.**

Absorbierender
Schaumverband für
normales und vis-
koses Exsudat. Er kann
Flüssigkeitsmengen
sicher zurückhalten
und **nimmt Flüssigkeit**
schneller auf als andere
Schaumverbände.



**Nicht haftende
Schaumverbände für
alle Wundphasen.**

Vielseitig einsetzbarer
antimikrobieller
Schaumverband – mit
antimikrobieller Wirk-
samkeit zur **Senkung**
der Keimbelastung.



Tiefe infizierte Wunde?

Exufiber® Ag+
Gelbildender Faser-
verband mit schneller
antimikrobieller Wirkung
für **lang anhaltenden**
Schutz vor einer Vielzahl
von gramnegativen und
grampositiven Bakterien.




**Effektive antimikrobielle Behandlung.
Exufiber® Ag+ kann
als Bestandteil des
Biofilm-Managements
verwendet werden.**

Sehr viel Exsudat?

Ja



Einseitig haftendes Wunddistanzgitter: sanft zur Haut, haltbar und sicher in der Anwendung – **optimiert den Heilungsprozess.** Kosten-effizient durch 14 Tage lange Tragedauer.¹⁻⁴



Mextra®
Superabsorbent
Superabsorbierender
Wundverband mit
flüssigkeitsabweisen-
der Deckschicht nimmt
Flüssigkeiten schnell
auf. Das **hohe**
Absorptions- und
Retentions-
vermögen mindert das
Risiko für Mazeration.



Sichere Lösung mit grosser Aufnahmekapazität. In Kombination mit Mepitel® One werden Haut und Wunde geschützt.



Tiefe Wunde?



Exufiber®

Gelbildender Faserverband für eine Vielzahl
oberflächlicher und tiefer Wunden.



Fixierung

Tubifast®
Elastischer, längs und quer
dehnbarer **Schlauchverband.**





Sehr stark
exsudierend

Infiziert**

Infektions-
gefährdet*

Nicht infiziert

Welcher Verband für welche Wunde?
Scannen Sie den QR Code und
gelangen Sie zum Online-
Entscheidungsstool.



EINFACH. Wundversorgung mit Mölnlycke® MACHEN.

Grösse	Art.-Nr.	MiGeL	Stück/ Karton
--------	----------	-------	------------------

Granudacyn®			
Wundspüllösungen			
50 ml	36 01 50	n/a	20
250 ml	36 01 00	99.12.03.00.1	15
500 ml	36 01 01	99.12.04.00.1	12
1000 ml	36 01 02	99.12.05.00.1	6
500 ml, NPWT	36 01 03	99.12.04.00.1	12
1000 ml, NPWT	36 01 04	99.12.05.00.1	6

Wundgele			
50 g	36 01 07	35.05.09.11.1	12
100 g	36 01 08	35.05.09.11.1	12
250 g	36 01 06	35.05.09.12.1	15

Grösse (cm)	Art.-Nr.	MiGeL	Stück/ Packung
-------------	----------	-------	-------------------

Mepilex® Border Flex Lite			
4 x 5	58 10 50	35.05.03.01.1	10
5 x 12,5	58 11 00	35.05.03.02.1	5
7,5 x 7,5	58 12 50	35.05.03.02.1	5
10 x 10	58 13 50	35.05.03.03.1	5
15 x 15	58 15 00	35.05.03.04.1	5

Mepilex® Border Flex			
7,5 x 7,5	59 52 50	35.05.03.02.1	5
10 x 10	59 53 50	35.05.03.03.1	5
12,5 x 12,5	59 50 50	35.05.03.03.1	5
15 x 15	59 54 00	35.05.03.04.1	5
15 x 20	59 56 00	35.05.03.05.1	5
10 x 20	59 58 00	35.05.03.04.1	10
10 x 30	59 59 00	35.05.03.05.1	10
7,8 x 10	58 35 00	35.05.03.02.1	5
13 x 16	58 33 00	35.05.03.04.1	5
15 x 19	58 34 00	35.05.03.05.1	5

eckig

oval

Mepilex® XT			
5 x 5	21 10 15	35.05.03.01.1	5
10 x 10	21 11 00	35.05.03.03.1	5
10 x 20	21 12 00	35.05.03.04.1	5
15 x 15	21 13 00	35.05.03.04.1	5
20 x 20	21 14 00	35.05.03.06.1	5
20 x 50	21 15 00	35.05.03.08.1	2

Grösse (cm)	Art.-Nr.	MiGeL	Stück/ Packung
-------------	----------	-------	-------------------

Mepilex® Ag			
6 x 8,5	28 70 21	35.06.04.21.1	5
10 x 10	28 71 10	35.06.04.22.1	5
10 x 20	28 72 10	35.06.04.23.1	5
15 x 15	28 73 10	35.06.04.24.1	5
20 x 20	28 74 10	35.06.04.25.1	5
20 x 50	28 75 10	35.06.04.25.1	2

Exufiber® Ag+			
---------------	--	--	--

Kompressen			
5 x 5	60 34 01	35.06.07.20.1	10
10 x 10	60 34 02	35.06.07.22.1	10
15 x 15	60 34 03	35.06.07.24.1	10
4,5 x 20	60 34 05	35.06.07.28.1	10

Tamponade			
2 x 45	60 34 00	35.06.07.28.1	5

Mepitel® One			
--------------	--	--	--

mit Abziehhilfe (Skin Tears)			
6 x 7	28 91 70	35.05.08.01.1	5
9 x 10	28 92 70	35.05.08.02.1	5
13 x 15	28 94 70	35.05.08.03.1	5

ohne Abziehhilfe			
5 x 7	28 90 00	35.05.08.01.1	5
8 x 10	28 92 00	35.05.08.02.1	5
12 x 15	28 94 00	35.05.08.03.1	5
17 x 25	28 97 00	35.05.08.05.1	5

Mextra® Superabsorbent			
12,5 x 12,5	61 00 00	35.05.05.03.1	10
12,5 x 17,5	61 01 00	35.05.05.04.1	10
12,5 x 22,5	61 02 00	35.05.05.04.1	10
17,5 x 22,5	61 03 00	35.05.05.05.1	10
22,5 x 27,5	61 04 00	35.05.05.06.1	10
22,5 x 32,5	61 05 00	35.05.05.06.1	10
22,5 x 42,5	61 06 00	35.05.05.08.1	10

Grösse (cm)	Art.-Nr.	MiGeL	Stück/ Packung
-------------	----------	-------	-------------------

Exufiber®			
Kompressen			
5 x 5	70 99 00	35.05.07.01.1	10
10 x 10	70 99 01	35.05.07.02.1	10
15 x 15	70 99 03	35.05.07.04.1	10
4,5 x 20	70 99 06	35.05.07.09.1	10

Tamponaden			
1 x 45	70 99 08	35.05.07.09.1	5
2 x 45	70 99 09	35.05.07.09.1	5

Tubifast®			
-----------	--	--	--

10 m – Rolle			
Rot (3,5 cm)	24 34	35.01.08.02.1	1
Grün (5 cm)	24 36	35.01.08.03.1	1
Blau (7,5 cm)	24 38	35.01.08.05.1	1
Gelb (10,75 cm)	24 40	35.01.08.06.1	1
Violett (20 cm)	24 44	35.01.08.08.1	1

Erfahren Sie mehr unter
www.molnlycke.ch

Mölnlycke Health Care AG,
Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Schweiz.
Tel.: +41 44 744 54 00, info.ch@molnlycke.com

Der Name Mölnlycke Health Care und das Safetac®
Logo sowie alle genannten Produkte sind weltweit
eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder
der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.

© 2023 Mölnlycke Health Care AB.
Alle Rechte vorbehalten. DWC0135 (CH)



ZEIT FÜR EINEN EINFACHEN VERBANDWECHSEL

Mölnlycke® möchte es Ihnen so einfach wie möglich machen, **für jeden Ihrer Patienten die effektivste und wirksamste Wundversorgung zu finden:** Mit nur 10 Produkten sind Sie optimal ausgerüstet für die Behandlung von beinahe jeder Art von Wunde. Setzen Sie deshalb mit uns auf einen echten und vor allem einfachen Verbandwechsel:

Entdecken Sie unsere praktische Auswahl an innovativen, kontinuierlich weiterentwickelten Verbänden und anderen Wundmanagementlösungen.

Überzeugen Sie sich von den qualitativen, therapeutischen und nicht zuletzt ökonomischen Vorteilen der Mölnlycke®-Produkte.

Und schenken Sie uns Ihr **Vertrauen** – zum Wohle Ihrer Patienten und für ein gutes Gefühl in Ihrem Team.

Zeit für mehr Einfachheit in der Wundversorgung.

Referenzen: **1.** Bugmann P.H. et al. A silicone coated nylon dressing reduces healing time in burned paediatric patients in comparison with standard sulfadiazine treatment: a prospective randomized trial. Burns, 1998. **2.** Patton P. et al. An open, prospective, randomized pilot investigation evaluating pain with the use of a soft silicone wound contact layer vs bridal veil and staples on split thickness skin grafts as a primary dressing. Journal of Burn Care and Research, 2013. **3.** David F. et al. A randomised, controlled, non-inferiority trial comparing the performance of a soft silicone-coated wound contact layer (Mepitel One) with a lipidocolloid wound contact layer (UrgoTul) in the treatment of acute wounds. International Wound Journal, 2017. **4.** Mölnlycke Health Care. Design Verification Report, Mepitel One, PD-557646. Data on file.