

**Referenzen:** 1. RDS 005-0414, ZLG, Anleitung für die Festlegung von Mindestkriterien zur mikrobiologischen Reinheit von Medizinprodukten 2. Lev-Tov H. A prospective, open, multi-center, interventional, non-comparative clinical investigation to follow the progress of exuding chronic wounds using Mepilex Up, 7. Bugmann P.H. et al. A silicone coated nylon dressing reduces healing time in burned paediatric patients in comparison with standard sulfadiazine treatment: a prospective randomized trial. Burns, 1998; 8. Patton P. et al. An open, prospective, randomized pilot investigating evaluating pain with the use of a soft silicone wound contact layer vs bridal veil and staples on split thickness skin grafts as a primary dressing. Journal of Burn Care and Research, 2013; 9. David F. et al. A randomized, controlled, non-interventory trial comparing the performance of Verification Report, Mepitel One, PD-557646. Data on file.

Zeit für mehr Einfachheit in der Wundversorgung.

Entdecken Sie unsere praktische Auswahl an innovativen, kontinuierlich weiterentwickelten Verbänden und anderen Wundmanagementlösungen.

Überzeugen Sie sich von den qualitativen, therapeutischen und nicht zuletzt ökonomischen Vorteilen der Mölnlycke-Produkte.

Wundversorgung zu finden: Mit nur 10 Produkten sind Sie optimal ausgerüstet für die Behandlung von beinahe jeder Art von Wunde. Setzen Sie deshalb mit uns auf einen echten und vor allem einfachen Verbandwechsel.

Mölnlycke möchte es Ihnen so einfach wie möglich machen, für jeden Ihrer Patienten die effektivste und wirksamste



ZEIT FÜR EINEN  
EINFACHEN  
VERBANDWECHSEL



Mölnlycke Health Care AG,  
Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Schweiz.  
+41 44 744 54 00, info.ch@mölnlycke.com  
Der Name Mölnlycke Health Care und das Safetac Logo sowie alle genannten Produkte sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.  
© 2025 Mölnlycke Health Care AB.  
Alle Rechte vorbehalten. CH-DWCC0135

Erfahren Sie mehr unter  
www.mölnlycke.ch

| *Mindestbestellmenge |               |          |                 |
|----------------------|---------------|----------|-----------------|
| 6                    | 35.01.08.08.1 | 35 58    | Violett (20 cm) |
| 6                    | 35.01.08.06.1 | 35 57    | Gelb (10,75 cm) |
| 6                    | 35.01.08.05.1 | 35 56    | Blau (7,5 cm)   |
| 6                    | 35.01.08.03.1 | 35 55    | Grün (5 cm)     |
| 5 m – Rolle          |               |          |                 |
| 1                    | 35.01.08.08.1 | 24 44    | Violett (20 cm) |
| 1                    | 35.01.08.06.1 | 24 40    | Gelb (10,75 cm) |
| 1                    | 35.01.08.05.1 | 24 38    | Blau (7,5 cm)   |
| 1                    | 35.01.08.03.1 | 24 36    | Grün (5 cm)     |
| 1                    | 35.01.08.02.1 | 24 34    | Rot (3,5 cm)    |
| 10 m – Rolle         |               |          |                 |
| Tubifast             |               |          |                 |
| 5                    | 35.05.07.09.1 | 70 99 08 | 1 x 45          |
| 5                    | 35.05.07.09.1 | 70 99 09 | 2 x 45          |
| Kompressen           |               |          |                 |
| 10                   | 35.05.07.01.1 | 70 99 00 | 5 x 5           |
| 10                   | 35.05.07.02.1 | 70 99 01 | 10 x 10         |
| 10                   | 35.05.07.04.1 | 70 99 03 | 15 x 15         |
| 5                    | 35.05.07.05.1 | 70 99 04 | 20 x 30         |
| 10                   | 35.05.07.09.1 | 70 99 06 | 4,5 x 20        |
| Tamponade            |               |          |                 |
| 5                    | 35.05.07.09.1 | 70 99 08 | 1 x 45          |
| 5                    | 35.05.07.09.1 | 70 99 09 | 2 x 45          |
| Exufiber             |               |          |                 |
| Stück/ Packung*      | Migel         | Art.-Nr. | Grösse (cm)     |

|                              |               |          |                                       |
|------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------|
| 5                            | 35.05.03.11.1 | 28 83 00 | 13 x 20                               |
| 5                            | 35.05.03.11.1 | 28 81 00 | Mepilex Heel (speziell für die Ferse) |
| 10                           | 35.05.05.08.1 | 61 06 00 | 22,5 x 42,5                           |
| 10                           | 35.05.05.06.1 | 61 05 00 | 22,5 x 32,5                           |
| 10                           | 35.05.05.06.1 | 61 04 00 | 22,5 x 27,5                           |
| 10                           | 35.05.05.05.1 | 61 03 00 | 17,5 x 22,5                           |
| 10                           | 35.05.05.04.1 | 61 02 00 | 12,5 x 22,5                           |
| 10                           | 35.05.05.04.1 | 61 01 00 | 12,5 x 17,5                           |
| 10                           | 35.05.05.04.1 | 61 00 00 | 12,5 x 12,5                           |
| Mextra Superabsorbent        |               |          |                                       |
| 2                            | 35.05.08.05.1 | 28 97 50 | 27,5 x 50                             |
| 5                            | 35.05.08.04.1 | 28 97 00 | 17 x 25                               |
| 5                            | 35.05.08.03.1 | 28 94 00 | 12 x 15                               |
| 5                            | 35.05.08.02.1 | 28 92 00 | 8 x 10                                |
| 5                            | 35.05.08.01.1 | 28 90 00 | 5 x 7                                 |
| ohne Abziehhilfe             |               |          |                                       |
| 5                            | 35.05.08.03.1 | 28 94 70 | 13 x 15                               |
| 5                            | 35.05.08.02.1 | 28 92 70 | 9 x 10                                |
| 5                            | 35.05.08.01.1 | 28 91 70 | 6 x 7                                 |
| mit Abziehhilfe (Skin Tears) |               |          |                                       |
| 5                            | 35.06.07.28.1 | 60 34 00 | 2 x 45                                |
| Mepitel One                  |               |          |                                       |
| 10                           | 35.06.07.28.1 | 60 34 05 | 4,5 x 20                              |
| 5                            | 35.06.07.26.1 | 60 34 07 | 20 x 30                               |
| 10                           | 35.06.07.24.1 | 60 34 03 | 15 x 15                               |
| 10                           | 35.06.07.22.1 | 60 34 02 | 10 x 10                               |
| 10                           | 35.06.07.20.1 | 60 34 01 | 5 x 5                                 |
| Kompressen                   |               |          |                                       |
| 5                            | 35.06.04.25.1 | 28 75 10 | 20 x 50                               |
| 5                            | 35.06.04.25.1 | 28 74 10 | 20 x 20                               |
| 5                            | 35.06.04.24.1 | 28 73 10 | 15 x 15                               |
| 5                            | 35.06.04.23.1 | 28 72 10 | 10 x 20                               |
| 5                            | 35.06.04.22.1 | 28 71 10 | 10 x 10                               |
| 5                            | 35.06.04.21.1 | 28 70 21 | 6 x 8,5                               |
| Mepilex Ag                   |               |          |                                       |
| Stück/ Packung*              | Migel         | Art.-Nr. | Grösse (cm)                           |

|                          |               |          |              |
|--------------------------|---------------|----------|--------------|
| 5                        | 35.05.03.01.1 | 21 20 50 | 5 x 5        |
| 5                        | 35.05.03.03.1 | 21 21 55 | 10 x 10      |
| 5                        | 35.05.03.04.1 | 21 22 55 | 10 x 20      |
| 5                        | 35.05.03.04.1 | 21 23 55 | 15 x 15      |
| 5                        | 35.05.03.06.1 | 21 24 55 | 20 x 20      |
| 2                        | 35.05.03.08.1 | 21 25 50 | 20 x 50      |
| Mepilex Up               |               |          |              |
| 5                        | 35.05.03.05.1 | 58 34 00 | 15 x 19      |
| 5                        | 35.05.03.04.1 | 58 33 00 | 13 x 16      |
| 5                        | 35.05.03.02.1 | 58 35 00 | 7,8 x 10     |
| 10                       | 35.05.03.05.1 | 59 59 00 | 10 x 30      |
| 10                       | 35.05.03.04.1 | 59 58 00 | 10 x 20      |
| 5                        | 35.05.03.05.1 | 59 56 00 | 15 x 20      |
| 5                        | 35.05.03.04.1 | 59 54 00 | 15 x 15      |
| 5                        | 35.05.03.04.1 | 59 50 50 | 12,5 x 12,5  |
| 5                        | 35.05.03.03.1 | 59 53 50 | 10 x 10      |
| 5                        | 35.05.03.02.1 | 59 52 50 | 7,5 x 7,5    |
| Mepilex Border Flex      |               |          |              |
| 5                        | 35.05.03.04.1 | 58 15 00 | 15 x 15      |
| 5                        | 35.05.03.03.1 | 58 13 50 | 10 x 10      |
| 5                        | 35.05.03.02.1 | 58 12 50 | 7,5 x 7,5    |
| 5                        | 35.05.03.02.1 | 58 11 00 | 5 x 12,5     |
| 10                       | 35.05.03.01.1 | 58 10 50 | 4 x 5        |
| Mepilex Border Flex Lite |               |          |              |
| Stück/ Packung*          | Migel         | Art.-Nr. | Grösse (cm)  |
| 15                       | 35.05.09.12.1 | 36 01 06 | 250 g        |
| 12                       | 35.05.09.11.1 | 36 01 08 | 100 g        |
| 12                       | 35.05.09.11.1 | 36 01 07 | 50 g         |
| Wundgele                 |               |          |              |
| 6                        | 99.12.05.00.1 | 36 01 04 | 1000 mL NPWT |
| 12                       | 99.12.04.00.1 | 36 01 03 | 500 mL NPWT  |
| 6                        | 99.12.05.00.1 | 36 01 02 | 1000 mL      |
| 12                       | 99.12.04.00.1 | 36 01 01 | 500 mL       |
| 15                       | 99.12.03.00.1 | 36 01 00 | 250 mL       |
| 20                       | n/a           | 36 01 50 | 50 mL        |
| Wundspüllösungen         |               |          |              |
| Stück/ Karton*           | Migel         | Art.-Nr. | Grösse       |
| Granudacyn               |               |          |              |

EINFACH.  
Wundversorgung  
mit Mölnlycke®  
MACHEN.

WELCHER VERBAND  
FÜR WELCHE WUNDE?



QR Code scannen und zum  
Online-Entscheidungstool  
gelangen

Nicht infiziert


Infektions-  
gefährdet\*

Infiziert\*\*

Sehr stark  
exsudierend

# WELCHER VERBAND FÜR WELCHE WUNDE?

MIT MÖLNLYCKE® TREFFEN SIE IMMER DIE RICHTIGE WAHL:



**Tiefe Wunde oder sehr starkes Exsudat?**



**Exufiber®** Faserverband mit Keimbindung  
Gelbildender Faserverband mit Hydrolock®-Technologie, der aus hochabsorbierenden Polyvinylalkohol-Fasern (PVA) besteht und für eine Vielzahl oberflächlicher und tiefer exsudierender Wunden geeignet ist.



**Fixierung**



**Tubifast®** Elastischer längs- und querdehnbarer Schlauchverband.  
Er eignet sich für die Abdeckung und Sicherung von Primärverbänden oder anderen medizinischen Produkten.