

Sicherheit, die zu Ihnen passt

Das Biogel® Sortiment an latexfreien OP-Handschuhen

Name (Artikel-Nr.)	Farbe	Wand- stärke	Oberflächen	Besonderheiten	Mengen- einheiten*
Latexfrei – Polyisopren					
 Biogel PI Indicator System (414**)				Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation	Box = 50 Paar = 25 Indicator Systeme VSK = 200 Paar = 100 Indicator Systeme
 Biogel PI UltraTouch (409**)	strohfarben	stark	glatt	mit Anti-Rutsch-Beschichtung an der Stulpe	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
 Biogel PI Indicator Underglove (416**)	blau	stark	glatt		Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
 Biogel PI Micro Indicator System (483**)				Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation	Box = 50 Paar = 25 Indicator Systeme VSK = 200 Paar = 100 Indicator Systeme
 Biogel PI Micro (485**)	leicht transparent	dünn	angeraut/ stumpf	weicher Handschuh mit Anti-Rutsch-Beschichtung an der Stulpe	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
 Biogel PI Micro Indicator Underglove (489**)	blau	dünn	glatt		Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
 Biogel PI UltraTouch G (421**)	strohfarben	stark	angeraut/ stumpf	weicher Handschuh mit Anti-Rutsch-Beschichtung an der Stulpe	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
Latexfrei – Polychloropren					
DER Handschuh für Chemikalien & Zytostatika***					
 Biogel Skinsense (509**)	leicht gelblich	dünn	angeraut/ stumpf	geeignet für den Umgang mit zytotoxischen und chemischen Wirkstoffen	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
 Biogel Skinsense Indicator Underglove (406**)	blau	dünn	glatt	geeignet für den Umgang mit zytotoxischen und chemischen Wirkstoffen	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
Akzeleratorenfrei – Polychloropren					
 Biogel NeoDerm (429**)	khaki	dünn	angeraut/ stumpf	geeignet für Fachpersonal mit Empfindlichkeiten gegenüber Chemikalien (z.B. Beschleunigern)	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar

Alle sterilen Biogel® Handschuhe haben eine vollanatomische Passform. Das komplette Biogel® Sortiment ist frei von Thiuramen.
Wandstärke (Finger): dünn = 0,2–0,23 mm | normal = 0,24–0,25 mm | stark = 0,27–0,29 mm
AQL: 0,65¹

* bei sterilen Biogel® OP-Handschuhen Gr. 9 => 40 Paar/ Box -> 160 Paar/ VSK
** Artikelnummer + Grösse (822 + Grösse: 7,5 = Artikelnummer: 82275)
*** siehe Permeations- und Degradations-Tabelle

3 gute Gründe für Biogel® OP-Handschuhe

#1 **Verlässlich**
100 % puderfreie Produktion

#2 **Einzigartig**
Einzige Handschuhmarke mit einem nicht-pyrogenen Portfolio^{1,2}

#3 **Tadellos**
Prüfung jedes einzelnen Handschuhs

1. MKT004. Why Choose Biogel. 2009. Data on file.
2. Ellis, K. Medical gloves. Emerging properties and trends. Infection Control Today 2005. <http://www.infectioncontrolday.com/articles/2005/11/medical-gloves.aspx>

3. Mercurio J. Creating a latex-safe perioperative environment. OR Nurse 2011;5(6): 18–25.
4. REPR0355, Spectrophotometer Measurement of the Colour Indicator Type Surgical Gloves.
5. Wigmore SJ & Rainey JB, BJS 1994; 81:1480

Jetzt Muster und weitere Serviceleistungen anfordern unter www.molnlycke.ch/de-ch/handschuhe

Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Schweiz, T +41 44 744 54 00, F +41 44 744 54 11
Mölnlycke, Biogel® sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. © [2018] Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten.



Biogel® OP-Handschuhe



Mit Sicherheit ein gutes Gefühl

Verlässlich
100 % puderfreie Produktion

Einzigartig
Einzige Handschuhmarke mit einem nicht-pyrogenen Portfolio^{1,2}

Tadellos
Prüfung jedes einzelnen Handschuhs

Latexfrei? Sie haben die Wahl

Die synthetische Alternative in Biogel® Qualität



„Ich habe eine Latex-Allergie. Da mir Sicherheit wichtig ist, benutze ich spezielle latexfreie OP-Handschuhe.“

Dr. med. Yasser Abdalla, Facharzt für Neurochirurgie

70%

aller latexbedingten Reaktionen entfallen auf Fachkräfte des Gesundheitswesens³

1 von 50

Fachkräften im Gesundheitswesen entwickelt eine Latex-Allergie – Jahr für Jahr³

1 zu 1

Viele Nutzer empfinden in Bezug auf Tragekomfort und Sicherheit keinen Unterschied zu Latex-OP-Handschuhen

Einzigartig doppelwandig

Das Biogel® Indicator System



Doppelte Behandschuhung sorgt dafür, dass auch kleinste Risse und Perforationen im OP-Handschuh schnell erkannt werden – und sich damit das Infektionsrisiko nachweislich reduzieren lässt.

Dreifach sicher

Eindeutig

Durch die einzigartige Farbtechnologie der Innenhandschuhe werden Perforationen und kleinste Schnitte bestmöglich sichtbar⁴

Schnell

Beschädigungen der patentierten Handschuhe fallen bereits nach kürzester Zeit auf, da sich an der Schadstelle sofort eine signifikante Verfärbung bildet⁴

Auffällig

Die Verfärbung dehnt sich markant aus und ist auch aus der Distanz gut zu erkennen – z. B. für OP-Assistenten⁴

97%

aller Perforationen werden erkannt.⁵
Bestwert unter den Doppelhandschuhsystemen.⁵

Sicherheit, die zu Ihnen passt

Das Biogel® Sortiment an Latex-OP-Handschuhen

Name (Artikel-Nr.)	Farbe	Wandstärke	Oberflächen	Besonderheiten	Mengen-einheiten*	Proteine (extrahierbar)
Latex – Naturkautschuklatex						
Biogel Eclipse Indicator System (607**)				Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation	Box = 50 Paar = 25 Indicator Systeme VSK = 200 Paar = 100 Indicator Systeme	<40 µg/g
Biogel Eclipse (751**)	leicht transparent	normal	angeraut/stumpf	30% weicherer und 15% dünnerer Naturkautschuklatex (im Vergleich zu Biogel Surgeons) mit Anti-Rutsch-Beschichtung an der Stulpe	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar	<40 µg/g
Biogel Eclipse Indicator Underglove (732**)	grün	normal	glatt		Box = 50 Paar VSK = 200 Paar	<40 µg/g
Biogel Surgeons (822**)	strohfarben	stark	glatt		Box = 50 Paar VSK = 200 Paar	<20 µg/g
Biogel M (823**)	strohfarben	stark	glatt, strukturierte Fingerkuppen		Box = 50 Paar VSK = 200 Paar	<20 µg/g
Biogel Super-Sensitive (825**)	strohfarben	dünn	glatt	20% dünnerer Naturkautschuklatex im Vergleich zu Biogel Surgeons	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar	<20 µg/g

Dental- und Untersuchungshandschuhe

Biogel Dental Sterile (99990**)	strohfarben	stark	glatt, strukturierte Fingerkuppen	steriler Dentalhandschuh	Box = 10 Paar VSK = 100 Paar	<20 µg/g
Biogel Dental (5636-5643)	strohfarben	stark	glatt, strukturierte Fingerkuppen	unsteriler Dentalhandschuh	Box = 25 Paar VSK = 150 Paar	<20 µg/g
Biogel Diagnostic (5653-5660)	strohfarben	stark	glatt, strukturierte Fingerkuppen	unsteriler Untersuchungshandschuh	Box = 25 Paar VSK = 150 Paar	<20 µg/g

Alle sterilen Biogel® Handschuhe haben eine vollanatomische Passform. Das komplette Biogel® Sortiment ist frei von Thiuramen.
Wandstärke (Finger): dünn = 0,21–0,23 mm | normal = 0,24–0,25 mm | stark = 0,27–0,29 mm
AQL: 0,65¹

* bei sterilen Biogel® OP-Handschuhen Gr. 9 => 40 Paar/Box -> 160 Paar/VSK
** Artikelnummer + Grösse (822 + Grösse: 7,5 = Artikelnummer: 82275)