


# Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung



Sobald sich im Operationssaal Rauchgas bildet, sieht sich das OP-Personal den gesundheitsgefährdenden Stoffen ausgesetzt. Durch das neue und einzigartige Mölnlycke® Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung bieten wir Ihnen die passende Lösung, um Rauchgas zu minimieren und freie Sicht auf den Situs zu gewährleisten. Ihre Sicherheit und die Ihrer Patient:innen steht an erster Stelle.

- Einzigartiges, schlankes All-in-One-Design mit integrierter Teleskopfunktion, 360° rotierbar
- Das Mölnlycke Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung bietet eine nachhaltige, DEHP und PVC-freie Anwendung
- Sehr hohe Saugleistung (85 l/min) minimiert die Exposition mit Rauchgas
- Sowohl im individuellen OP-Tray ProcedurePak® verfügbar als auch einzeln steril erhältlich

## Technische Daten

### Elektrodenauswahl:

1. **Edelstahl** - für schnelle, einfache Eingriffe
2. **PTFE-Beschichtung** - reduziert den Reinigungsaufwand und die Karbonisierung der Elektrode
3. **PTFE-Beschichtung, isoliert** - verringert das Risiko unbeabsichtigter Gewebeschäden



Art.-Nr.	Beschreibung	Kabellänge	IV/VSK
420102	Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung, Edelstahlelektrode (einzeln steril verpackt)	4 m	20/40
420100	Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung, PTFE-Elektrode (einzeln steril verpackt)	4 m	20/40
420101	Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung, PTFE-isolierte Elektrode (einzeln steril verpackt)	4 m	20/40

Alle angegebenen Komponenten sind auch für eingriffsspezifische ProcedurePak® OP-Trays von Mölnlycke® erhältlich.

Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.com](http://www.molnlycke.com)

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, DEUTSCHLAND, T +49 (0)211 920 880 F +49 (0)211 920 88 170 [www.molnlycke.de](http://www.molnlycke.de)  
Mölnlycke Health Care GmbH, Wagenseilgasse 14, 1120 Wien, ÖSTERREICH, T +43 1 278 85 42 F +43 1 278 85 42 199 [www.molnlycke.at](http://www.molnlycke.at)  
Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, SCHWEIZ, T +41 44 744 54 00 F +41 44 744 54 11 [www.molnlycke.ch/de-ch/](http://www.molnlycke.ch/de-ch/)

Die Marken Mölnlycke und ProcedurePak sowie Namen und Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Unternehmen der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. ©2021 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. SUIM002662  
Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO: <https://www.molnlycke.de/informationen-zu-dieser-seite/datenschutzrichtlinien>  
Prima Medical Limited ist der rechtmässige Hersteller des Plume Evacuation Pencil.

