



Lösungen für die Chirurgie

Produktkatalog 2018/2019

PRODUKTKATALOG

Inhalt

Mölnlycke® Sich täglich neu beweisen	2	Mölnlycke® Chirurgische Instrumente	45	Biogel® Handschuhe	73-74
Chirurgische Lösungen	3	Monopolare Instrumente	46	Materialkunde OP-Handschuhe	75
Mölnlycke® - eingriffsspezifische OP-Trays	4	Trokare	47	Latexfreie OP-Handschuhe	76-77
Belegte Effizienzgewinne mit		Abnehmbarer Bergebeutel	48	Materialkunde OP-Handschuhe	78
Mölnlycke® OP Trays	5	Monopolare L-Haken-Elektrode	48	Latex OP-Handschuhe	79
BARRIER® OP-Abdeckungen	6	Monopolare Scheren	48	Untersuchungshandschuhe	80
Zeichenerklärung Zahlen/Materialien	7	Veressnadeln	48	HiBi® Desinfektion	81
Materialindex	8	Monopolare Instrumentenkabel	48	HiBi Produkte	82
		Saug-/Spülsystem	48	HiBi Desinfektionsmittel	83
BARRIER® OP-Abdeckungen		Mölnlycke® Pulsed Lavage		Referenzen	84
BARRIER Flex - dehnbare Klebezonen	9	Pulsed Lavage System	49		
Materialkunde OP-Abdeckungen	10	BARRIER® OP-Bekleidung	51		
Universal Sets	11	Materialkunde OP-Mäntel	52-53		
Laparoskopie	12	OP-Mäntel (EN 13795)			
Allgemein/Abdominalchirurgie	13	Ultimate	54		
Orthopädie	14-19	Classic	55		
Gynäkologie/Geburtshilfe	20-22	Universal	56		
Pädiatrie	23	FPP/Urologie	57		
Urologie	24	Primary	58		
Herz-/Thoraxchirurgie	25	OP-Hauben			
Hybrid Cardiovascular Set	25	Baretthauben	59		
Angiographie	26	Astronautenhauben	60		
Neurochirurgie	27	Spezial	61		
HNO/Dental	28-29	OP-Hauben Übersicht	62		
Ophthalmologie	30	Medizinische Gesichtsmasken (OP-Masken)			
Ergänzungsprodukte		Standard (EN 14683 Typ II)	63		
Instrumententischbezüge/		Spezial (EN 14683 Typ II)	64		
Tischabdeckungen	31	Extra Protection (EN 14683 TYP II R)	65		
OP-Abdecktücher	32-33	Atemschutzmasken (EN 149:2001)	66		
Schlitztücher	34	Masken Übersicht	66		
Lochtücher	35-36	Bereichskleidung			
OP-Tape/Klett-Schlauchfixierungen	37	Basic/Unisoft	67		
Saugertaschen/Beutel	38	Wärmejacke Basic/Unisoft	68		
Stockinetten/Beinlinge/		Clean Air Suit	69		
Armlehnenbezug	39	Schutzmäntel/Schürzen	70		
Kamerabezüge/Allzwecküberzüge	40	Diverse Bekleidung	71		
Inventarabdeckungen	41	Patientenwärmemanagement			
Allzweckbeutel/Inzisionsfolien	42	Wärmedecke/BARRIER EasyWarm	72		
Bauchtücher	43				
Tupfer/Kompressen	44				

„Die Anzahl der Eingriffe stieg um 18 % und im gesamten Arbeitsablauf wurden 1060 Stunden eingespart. Daraus ergaben sich Einsparungen von rund 61.000 CHF.“

Hartmut Freckmann, leitender OP-Pfleger/OP-Koordinator, Deutschland, über die individuell zusammengestellten OP-Trays

Unsere Lösungen

Chirurgische Lösungen

Im OP-Saal geht es vor allem um Sicherheit und Effizienz und wir arbeiten kontinuierlich mit medizinischem Fachpersonal zusammen, um zu erfahren, wie wir Ihnen dabei helfen können, bessere Ergebnisse zu erzielen. Unsere kundenindividuellen OP-Trays von Mölnlycke® sind ein gutes Beispiel. Sie enthalten die für einen chirurgischen Eingriff benötigten Einweg-Komponenten, darunter Instrumente, OP-Abdeckungen, OP-Mäntel und Wundauflagen. Es ist eine praktische Lösung, die Abfall reduziert, Zeit spart und Einkäufern mehr Kontrolle über die Kosten gewährt. Dies ist nur ein Beispiel, wie wir dazu beitragen, die Effizienz im OP zu verbessern.

Unser Portfolio

Unser breites Portfolio beinhaltet alles - von chirurgischen Instrumenten bis zu OP-Mänteln. Jede Lösung wurde entwickelt, um die Effizienz zu verbessern und zu einem für das OP-Personal und Patienten optimalen Ergebnis beizutragen.

PROVING IT
EVERY DAY

Sich täglich neu beweisen

Das Gesundheitswesen befindet sich im Wandel. Wir wissen, dass medizinisches Fachpersonal unter dem Druck steht, mehr Patienten zu behandeln – und eine immer bessere Versorgung zu gewährleisten – und das alles bei niedrigeren Kosten. Trotz dieser anspruchsvollen Aufgabe arbeiten Sie immer mit Leidenschaft, professionell und absolut engagiert.

Bei Mölnlycke betrachten wir die Herausforderungen des medizinischen Fachpersonals als unsere eigenen. Und wie Sie möchten wir neue Wege finden, um die Ergebnisse im Gesundheitswesen zu verbessern. Mit Leidenschaft, professionell und absolut engagiert, genau wie Sie. Und das wollen wir jeden Tag erneut beweisen.



Chirurgische Instrumente von Mölnlycke

Unsere führenden Marken

Mölnlycke® OP-Trays - alle für einen chirurgischen Eingriff benötigten Einwegartikel in einer praktischen sterilen Verpackung, um medizinischem Fachpersonal eine wirklich individuelle und umfassende Lösung zu bieten.

Mölnlycke® chirurgische Instrumente - eine breite Auswahl an Instrumenten für den Einmalgebrauch, darunter Trokare für minimalinvasive Eingriffe.

Biogel® OP-Handschuhe - zum Schutz als Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation. Zudem die bevorzugte Wahl bezüglich Passform, Gefühl und Komfort.*

BARRIER® Abdeckungen - eine grosse Auswahl, die speziell für verschiedene chirurgische Eingriffe entwickelt wurden.

BARRIER® OP-Bekleidung - ein breites Sortiment an Schutzkleidung, die die Sicherheit und den Komfort von medizinischem Fachpersonal und Patienten gewährleistet.

* Archivierte Daten bei Mölnlycke.



40%

Weniger Vorbereitungszeit

Mit allen Komponenten in einem OP-Tray von Mölnlycke kann das OP-Personal die Vorbereitungszeit um bis zu 40 % senken.³

Mölnlycke® eingriffsspezifische OP-Trays

Eingriffsspezifische OP-Trays enthalten sämtliche Einweg-Produkte, die für einen bestimmten Eingriff benötigt werden. Der hohe Individualisierungsgrad sorgt für vielfältige Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung. Mölnlycke OP-Trays beinhalten immer die richtigen Produkte für den jeweiligen Eingriffstyp. Das Komponenten-Sortiment wird dabei selbstverständlich kontinuierlich überarbeitet und erweitert, um den wachsenden Anforderungen im OP gerecht zu werden. Nicht zuletzt aufgrund der hohen Qualität und der einfachen Handhabung der OP-Trays, wird das Personal von reibungslosen Arbeitsabläufen, insbesondere während der OP-Vorbereitung, profitieren. Dies kann individuell zu erheblichen Effizienzgewinnen führen.

Mit Mölnlycke OP-Trays erhalten mehr Patienten eine noch bessere Pflege
Individuelle OP-Komplettsätze sparen im Allgemeinen Zeit. Aber es können auch Effizienzsteigerungen im gesamten Krankenhaus erreicht werden. Mölnlycke bietet eine Systemlösung, die hochwertige, sichere Produkte, Liefer- und Logistikvorteile und kontinuierliche Beratungen und Anwendungsschulungen miteinander kombiniert. Mölnlycke OP-Trays bieten für jeden Eingriff das richtige Produkt. Die individuelle Anpassung an Ihre Bedürfnisse erhöht die Effizienz in vielen verschiedenen Bereichen und so erhalten in Ihrem Krankenhaus mehr Patienten eine noch bessere Pflege.

Eine massgefertigte Lösung
Durch die grosse Auswahl und hohe Qualität der verfügbaren Komponenten erhalten Sie immer die optimale Setzusammenstellung für eine bestimmte Eingriffsart.

Garantiert höchste Sicherheit
Sämtliche Komponenten sowie das Verpackungssystem selbst entsprechen den strengsten Standards, um die Sicherheit von Patienten und Personal zu gewährleisten.

Expertenrat, Schulung und Betreuung
Das hochqualifizierte Team von Mölnlycke steht Ihnen jederzeit für Schulung und Betreuung sowie mit Studienmaterial zur Verfügung.

Zuverlässige Lieferung und Logistik
Lieferoptionen und Lagerhaltung werden auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt – so stehen Ihnen Ihre OP-Trays immer zur Verfügung, wenn Sie sie benötigen.

Belegte Effizienzgewinne mit Mölnlycke® OP-Trays


Die endgültigen Ergebnisse einer multizentrischen Studie in Europa weisen auf erhebliche Effizienzgewinne durch den Einsatz von Mölnlycke OP-Trays hin.

In einem der Studienhäuser werden 11 verschiedene OP-Trays bei insgesamt 2.785 Operationen jährlich eingesetzt. Die durch die Zeit- und Kostenersparnis sowie Prozessoptimierungen freigewordenen Ressourcen ermöglichten im Vergleich zum Vorjahr 500 zusätzliche Operationen, was einen Anstieg um 18 % bedeutet. In einem anderen Krankenhaus stieg die Anzahl der Operationen um 37,5 %, von 40 auf 55 pro Tag an.

Diese Ergebnisse wurden durch die Kombination aus Zeiteinsparungen, Prozessveränderungen und dem parallelen Arbeiten in zwei OPs durch Mölnlycke OP-Trays möglich.³

Einige der nach der Implementierung von Mölnlycke OP-Trays beobachteten Effekte sind:

- Effizientere Nutzung der OPs
- Kürzere Wechselzeiten
- Abbau von Überstunden
- Stärkerer Fokus auf die Kernaufgaben der perioperativen Pflege
- Qualitätsverbesserungen als Folge von Stressreduzierung und Einhaltung von Pausen
- Senkung der durch Fehler verursachten Kosten



BARRIER® OP-Abdeckungen

Die Produkte und Lösungen innerhalb des BARRIER Sortiments wurden entwickelt, um täglich reibungslose Abläufe in den OP-Sälen gewährleisten zu können. Dank unseres hochwertigen Sortiments an eingriffsspezifischen Produkten können wir Ihnen innovative Lösungen in der optimalen Kombination von Schutz, Funktionalität und Komfort bieten.

Auf der sicheren Seite

Alle BARRIER Produkte wurden entwickelt, um grösstmöglichen Schutz für medizinisches Fachpersonal und Patienten sowie eine optimale Infektionskontrolle sicherzustellen. Eine effektive Infektionskontrolle wird durch vollständig undurchlässige Einweg-OP-Abdeckmaterialien gewährleistet.

Absorbierende Materialien und Saugertaschen sorgen für eine gute Flüssigkeitskontrolle und einen trockenen Arbeitsbereich.

Komfortabel für Patient und Anwender


Auf vielen Abdeckungen von Mölnlycke befindet sich zur Haut des Patienten ein Komfortlayer aus angenehmem Vliesstoff-Material. Dieser erhöht sowohl das Wohlbefinden des Patienten als auch die Reißfestigkeit der OP-Abdeckung. Einen weiteren Vorteil stellt die Faltung der Produkte dar, da wir grosses Augenmerk auf eine optimale Handhabung und die einfache Applikation unserer OP-Abdeckungen legen.














Spezielles Sortiment für die Orthopädie

Für den orthopädischen Bereich bieten wir ein patentiertes Drei-Zonen-Konzept für exzellentes Flüssigkeitsmanagement und erhöhte Reißfestigkeit an. Sie erkennen die Abdeckungen aus diesem speziellen Material an der Zusatzmarkierung "Drisite® Plus".


Das gewisse Extra

Das BARRIER Produktangebot wird vervollständigt durch bestmöglichen Service, massgeschneiderte Logistiklösungen sowie durch Unterstützung in Form von Projektberatung und Produkttrainings. Alle BARRIER OP-Abdeckungen sind auch in unseren kundenindividuellen Mölnlycke OP-Trays erhältlich.




				
Elastische Manschette Verwendung: Abdeckungen	transparente PE-Folie Verwendung: Abdeckungen	Inzisionsfolien Verwendung: Abdeckungen	Undurchlässiges, 1-lagiges Material Verwendung: Abdeckungen und OP-Mäntel	Absorbierendes und undurchlässiges 2-lagiges Material Verwendung: Abdeckungen
				
Absorbierendes und undurchlässiges 3-lagiges Material Verwendung: Abdeckungen	Undurchlässiges und 2-lagiges Material Verwendung: Abdeckungen und OP-Mäntel	Flüssigkeitsabweisendes Vlies- stoffmaterial Verwendung: Abdeckungen und OP-Mäntel	Flüssigkeitsabweisendes Vlies- stoffmaterial Verwendung: Abdeckungen und OP-Mäntel	Hoch flüssigkeitsabweisendes Vliesstoffmaterial Verwendung: OP-Mäntel
				
Absorbierendes und undurchlässiges verstärktes Material Verwendung: Abdeckungen Undurchlässige Verstärkung: OP-Mäntel	Hoch absorbierendes 1-lagiges Patch-Material Verwendung: Abdeckungen	Hoch absorbierendes, undurchlässiges und verstärktes Material Verwendung: Abdeckungen	Hoch absorbierendes, undurchlässiges und verstärktes Material Verwendung: Abdeckungen	Schaum-Material Verwendung: Abdeckungen
				
Spezial Vliesstoff-Bauchtuch mit Schlaufe	Standard Vlieskompressen	Standard Vliesstoff Rundtupfer	Standard Vliesstoff Bauchtücher	Spezial Vliesstoff-Bauchtuch mit Schlaufe
				
Standard Gazen-Bauchtücher	Standard Gazen-Kompressen	Standard Gazen Rundtupfer		

Universal Set BARRIER Flex 5/10 66010




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996106	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
76001	2	OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm, mit Patch
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	1	OP-Tape 9 x 49 cm
76002	1	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm
76003	1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm
90190	1	Tischabdeckung 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

OP-Abdecktücher BARRIER Flex selbstklebend



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
66002	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm, mit Patch	15/30
76002	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm, mit Patch	-/46
66003	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, mit Patch	12/24
76003	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, mit Patch	-/30

OP-Abdecktuch BARRIER Flex selbstklebend



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
66001	OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, mit Patch	22/132
76001	OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, mit Patch	-/120

Produkte, die ebenfalls über BARRIER Flex verfügen

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
694245	Laparoskopie Set	12
61450	Laparoskopie Set Bariatrie	12
694241	Laparoskopie Rektum Set	12
694242	Super Laparoskopie Rektum Set	12
954226	Laparoskopie Abdecktuch für Flachlage	12
944206	Laparoskopie Abdecktuch für Steinschnittlage	12
944201	Laparoskopie -Rektum-Abdecktuch für Steinschnittlage	12
61310	Pädiatrietuch T-Form 200/270 x 320 cm, Ausschnitt 10 x 14 cm	24
61340	Pädiatrietuch 200 x 300 cm, Verstärkung 46 x 71 cm, Ausschnitt 12 x 16,5 cm	24

Die BARRIER Flex OP-Abdeckung ist geeignet für

- Bariatrische Eingriffe/Bariatrie
- Laparoskopische Eingriffe
- Mamma-Chirurgie
- HNO/plastische Chirurgie

Vorteile beim Einsatz der neuen BARRIER Flex OP-Abdeckungen

- Flexible und optimal anmodellierbare selbstklebende Zone, die eine effektive Abdeckung auch schwieriger Körperregionen ermöglicht
- Der verwendete Kleber sorgt auch bei Kontakt mit grossen Flüssigkeitsmengen für eine sichere und dichte Abdeckung
- Leichte Handhabung für eine Person




*Alle hier aufgeführten Materialien sind latexfrei!

Universal Sets - In verschiedenen Ausführungen für Ihre Bedürfnisse im OP

Unser Standard: Qualität


Standard, 4-lagig

Für hohes Flüssigkeitsaufkommen




Basic

3-lagig ohne Patch, für mittleres bis geringes Flüssigkeitsaufkommen




Universal Set Basic* 6/12 698900



Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996106	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	1	OP-Tape 9 x 49 cm
910200	2	OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm
967775	1	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm
967776	1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

* Für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen.

Universal Set Standard 6/12 699054




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996106	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	1	OP-Tape 9 x 49 cm
910200	2	OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm
967772	1	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm
967773	1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Universal Set Spezial 5/10 69918




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996109	1	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	1	OP-Tape 9 x 49 cm
917069	2	OP-Abdecktücher sk. 100 x 100 cm
937771	1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 175 cm
937782	1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm
95190	1	Tischabdecktuch verstärkt, 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Super Universal Set Standard 5/10 699140




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996106	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	1	OP-Tape 9 x 49 cm
947069	2	OP-Abdecktücher sk. 100 x 100 cm
967772	1	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm
967782	1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Universal Set Standard 5/10 699540



Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996106	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	1	OP-Tape 9 x 49 cm
947069	2	OP-Abdecktücher sk. 100 x 100 cm
967784	1	OP-Abdecktuch sk. 200 x 200 cm
967782	1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Universal Set Standard mit OP-Mäntel 4/8 699700



Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996106	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	1	OP-Tape 9 x 49 cm
910200	2	OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm
967772	1	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm
967773	1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
750105	2	OP-Mäntel LL, 2 Handtücher 45 x 33 cm, Krepp verpackt

Laparoskopie Set 5/10 **694245**

Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996106	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	1	OP-Tape 9 x 49 cm
824098	1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm
815332	1	Kamerabezug 14 x 250 cm mit perforierter Spitze
944205	1	Laparoskopie-OP-Abdecktuch mit integrierten Beinlingen 250/175/270 x 260 cm, Ausschnitt sk. 25 x 30 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Laparoskopie Set Bariatrie 5/10 **61450**

Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996106	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	1	OP-Tape 9 x 49 cm
824098	2	Klett-Schlauchfixierungen 2,5 x 30 cm
815332	1	Kamerabezug 14 x 250 cm mit perforierter Spitze
975880	2	Instrumententaschen sk. 25 x 40 cm
70550	1	Laparoskopie-OP-Abdecktuch 280/230/270 x 335 cm, Ausschnitt sk. 32 x 42 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Laparoskopie Rektum Set 5/10 **694241**

Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996106	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	1	OP-Tape 9 x 49 cm
824098	1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm
910598	1	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm
944200	1	Laparoskopie-OP-Abdecktuch 250/175/270 x 260 cm, Ausschnitt sk. 25 x 30 cm und Ausschnitt 13 x 24 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Laparoskopie Rektum Set large 5/10 **694242**

Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996106	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	1	OP-Tape 9 x 49 cm
824098	1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm
910598	1	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm
944210	1	Laparoskopie-OP-Abdecktuch 300/200 x 270 x 295 cm, Ausschnitt sk. 25 x 30 cm und Ausschnitt 13 x 24 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Laparoskopie-Abdecktuch für Flachlage

Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
954226	1	Laparoskopie-Abdecktuch 200 / 250 x 340 cm, Ausschnitt sk. 32 x 30 cm

Laparoskopie-Abdecktuch für Steinschnittlage

Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
944206	1	Laparoskopie-Abdecktuch mit Beinlingen 250 / 200 / 300 x 260 cm, Ausschnitt sk. 32 x 30 cm

Laparoskopie-Rektum-Abdecktuch für Steinschnittlage

Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
944201	1	Laparoskopie-Rektum-Abdecktuch mit Beinlingen 250 / 200 / 300 x 260 cm, Ausschnitte sk. 32 x 30 cm und sk. 10 x 13 cm

U-Tuch Set 5/10 **60620**

Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996109	1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	1	OP-Tape 9 x 49 cm
910200	1	OP-Abdecktuch sk., 90 x 75 cm
70504	1	Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, Schlitz 20 x 102 cm
76409	1	OP-Abdecktuch sk. verstärkt 240 x 175 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Set für Kleinsteingriffe 9/18 **697600**

Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
	2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	1	OP-Tape 9 x 49 cm
980057	1	Lochtuch 200 x 240 cm Ausschnitt sk. 12 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


Laparotomietücher

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
61330	Laparotomietuch T-Form 200/270 x 320 cm, Inzisionsbereich 23 x 36 cm	10/20
71330	Laparotomietuch T-Form 200/270 x 315 cm, Verstärkung 46 x 71 cm, Inzisionsbereich 23 x 36 cm	

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
61360	Laparotomietuch 200/270 x 320 cm, Ausschnitt sk. 20 x 30 cm,	8/16
71360	Laparotomietuch 200/270 x 320 cm, Ausschnitt sk. 20 x 30 cm	

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
825000	Laparotomietuch 200 x 315 cm, Ausschnitt sk. 11 x 22 cm, mit Patch 50 x 70 cm	12/24
980250	Laparotomietuch 200 x 315 cm, Ausschnitt sk. 11 x 22 cm, mit Patch 50 x 70 cm	

Hand Set 5/10 **60306**




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996106	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
70310	1	Handabdecktuch 150/370 x 280 cm, elastische Manschette 3,5 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Hand Set ohne Instrumententischbezug 6/12 **60307**




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
70310	1	Handabdecktuch 150/370 x 280 cm, elastische Manschette 3,5 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
90100	1	Tischabdecktuch 100 x 150 cm, 75 x 150 cm absorbierend
	1	Krepp-Umschlag 100 x 100 cm

Hand OP-Abdecktuch



Art.-Nr.	Stück	Beschreibung	IV/VSK
60310	1	Handabdecktuch 150/370 x 280 cm, elastische Manschette 3,5 cm	7/14
70310	1	Handabdecktuch 150/370 x 280 cm, elastische Manschette 3,5 cm	


Hand-/Fusstücher*



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60308	Hand-/Fussabdecktuch 150 x 180 cm, elastische Manschette 3,5 cm	13/52
70308	Hand-/Fussabdecktuch 150 x 180 cm, elastische Manschette 3,5 cm	
60309	Hand-/Fussabdecktuch 230 x 315 cm, elastische Manschette 3,5 cm	11/22
70309	Hand-/Fussabdecktuch 230 x 315 cm, elastische Manschette 3,5 cm	

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


Hand/Fuss Set 7/14 **60303**



Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996109	1	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
70309	1	Hand-/Fussabdecktuch* 230 x 315 cm, elastische Manschette 3,5 cm
95190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


Fuss Set Bilateral 7/14 **60300**



Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	2	OP-Tapes 9 x 49 cm
70311	1	Fussabdecktuch bilateral* 200 x 300 cm, 2 elastische Manschetten 3,5 cm
95190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


Basis Schlitztuch Set II 6/12 **60618**



Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996109	1	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
70508	1	Schlitztuch* sk. 230 x 150 cm, Schlitz 7 x 65 cm
911500	2	OP-Tape 9 x 49 cm
76408	1	OP-Abdecktuch sk. 200 x 240 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


Extremitäten Set 4/4 **60206**



Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996109	1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	2	OP-Tapes 9 x 49 cm
910598	1	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm, 3-lagig
70214	1	Extremitäten-OP-Abdecktuch* 200/300 x 320 cm, elastische Manschette 7 cm
95190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


Extremitäten Set 5/10 **60208**



Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996109	1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	2	OP-Tapes 9 x 49 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
910598	1	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm, 3-lagig
70213	1	Extremitäten-OP-Abdecktuch* 230 x 315 cm, elastische Manschette 7 cm
95190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


Extremitäten Set mit Stockinette 5/10 **60209**



Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996109	1	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	2	OP-Tapes 9 x 49 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
946111	1	Stockinette, small 22 x 75 cm
70213	1	Extremitäten-OP-Abdecktuch* 230 x 315 cm, elastische Manschette 7 cm
95190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


Extremitätentücher*



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60210	Extremitäten-OP-Abdecktuch 250 x 315 cm, elastische Manschette 7 cm, Verstärkung 70 x 140 cm	9/18
70210	Extremitäten-OP-Abdecktuch 250 x 315 cm, elastische Manschette 7 cm, Verstärkung 70 x 140 cm	
60211	Extremitäten-OP-Abdecktuch 200 x 300 cm, elastische Manschette 7 cm	11/22
70211	Extremitäten-OP-Abdecktuch 200 x 300 cm, elastische Manschette 7 cm, Verstärkung 70 x 140 cm	
60212	Extremitäten-OP-Abdecktuch 230 x 315 cm, elastische Manschette 7 cm, Krepp verpackt	10/20
70214	Extremitäten-OP-Abdecktuch 200/300 x 320 cm, elastische Manschette 7 cm, Verstärkung 70 x 140 cm	
60213	Extremitäten-OP-Abdecktuch 230 x 315 cm, elastische Manschette 7 cm	10/20
70213	Extremitäten-OP-Abdecktuch 230 x 315 cm, elastische Manschette 7 cm, Verstärkung 70 x 140 cm	

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


Extremitätentuch T-Form



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60214	Extremitäten-OP-Abdecktuch* T-Form 200/300 x 320 cm, elastische Manschette 7 cm	7/14
70214	Extremitäten-OP-Abdecktuch 200/300 x 320 cm, elastische Manschette 7 cm, Verstärkung 70 x 140 cm	


*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Knie-Arthroskopie Set 5/10 **60101**




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
70104	1	Knie-Arthroskopie-OP-Abdecktuch 230 x 320 cm, elastische Manschetten 7 cm und 5 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Knie-Arthroskopie Set 4/8 **60102**




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996106	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	2	OP-Tapes 9 x 49 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 absorbierend
946111	1	Stockinette, small 22 x 75 cm
70104	1	Knie-Arthroskopie-OP-Abdecktuch 230 x 320 cm, elastische Manschetten 7 cm und 5 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Knie-Arthroskopie Set 4/8 **60103**



Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996109	1	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	2	OP-Tapes 9 x 49 cm
31142691	1	Tasche für Nahtmaterial 16,5 x 30,5 cm
9214	1	Vorbereitungstuch 120 x 150 cm, "U" 10 x 36 cm
946111	1	Stockinette, small 22 x 75 cm
9475	1	Schlitztuch 200 x 250 cm, Schlitz sk. "U" 15 x 61 cm
70104	1	Knie-Arthroskopie-OP-Abdecktuch 230 x 320 cm, elastische Manschetten 7 cm und 5 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


Knie Set Bilateral 7/14 **60301**



Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	2	OP-Tapes 9 x 49 cm
70313	1	Knie-OP-Abdecktuch* bilateral 200 x 300 cm, 2 elastische Manschetten 7 cm
95190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Knie-Arthroskopietuch mit Beutel*



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60105	Knie-Arthroskopietuch mit Beutel 260/300 x 320 cm, 2 elastische Manschetten 7 und 5 cm, Krepp verpackt	5/10
70105	Knie-Arthroskopietuch mit Beutel 230/300 x 320 cm, 2 elastische Manschetten 7 und 5 cm, Krepp verpackt	


*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Knie-Arthroskopietuch



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60104	Knie-Arthroskopietuch 230 x 320 cm, elastische Manschetten 7 und 5 cm	5/10
70104	Knie-Arthroskopietuch 230 x 320 cm, elastische Manschetten 7 und 5 cm	


Schulter Arthroskopie Set 4/8 **60001**



Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996109	1	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	2	OP-Tapes 9 x 49 cm
946111	1	Stockinette, small 22 x 75 cm
70005	1	Schulter-OP-Abdecktuch* sk. 240 x 170 cm, Schlitz 15 x 45 cm
70007	1	Schlitztuch* 230 x 295 cm, Schlitz 10 x 70 cm
95190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend


*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Beach Chair Schulter Set 4/8 **60003**



Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996109	1	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	2	OP-Tapes 9 x 49 cm
946111	1	Stockinette, small 22 x 75 cm
70004	1	Schulter-OP-Abdecktuch Beach Chair 400 x 240 cm, elastische Manschette 10 x 10 cm
9475	1	Schlitztuch sk. (Plastik) 150 x 193 cm, Schlitz 15 x 61 cm, Krepp verpackt
95190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

Beach Chair Schultertuch



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60004	Beach Chair Schultertuch 400 x 240 cm, elastische Manschette 10 x 10 cm, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel	6/12
70004	Beach Chair Schultertuch 400 x 240 cm, elastische Manschette 10 x 10 cm, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel	

Hüft Set 4/8 60603

Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996109	1	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
911500	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
968005	3	OP-Tapes 9 x 49 cm
90190	1	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 90 cm absorbierend
910184	1	OP-Abdecktuch 90 x 150 cm
76410	1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm
70503	1	Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, Schlitz 7 x 102 cm
95190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Hüft Set 4/8 60604

Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996109	1	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
911500	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
968005	3	OP-Tapes 9 x 49 cm
90190	1	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
910184	1	OP-Abdecktuch 90 x 150 cm
76410	1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm
70504	1	Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, Schlitz 20 x 102 cm
95190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Hüft Set ohne Instrumententischbezug 5/10 60613

Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
911500	14	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
90190	2	OP-Tapes 9 x 49 cm
70504	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
76410	1	Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, Schlitz "U" 20 x 102 cm, Verstärkung 70 x 100 cm
95190	1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, verstärkt
95190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Hüft Set 4/8 60616

Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996109	1	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
911500	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
968005	2	OP-Tapes 9 x 49 cm
90190	1	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
946112	1	Stockinette, large 32 x 120 cm
70513	1	Schlitztuch* sk. 250 x 290 cm, Schlitz 20 x 102 cm
76410	1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm
95190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Hüft Set mit Stockinette 4/8 60606

Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996109	1	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
911500	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
968005	2	OP-Tapes 9 x 49 cm
76409	1	OP-Abdecktuch sk. verstärkt 240 x 175 cm
946112	1	Stockinette, large 32 x 120 cm
70503	1	Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, Schlitz "U" 7 x 102 cm, Verstärkung 70 x 100 cm
9475	1	Schlitztuch sk. 150 x 193 cm Plastik Schlitz "U" 15 x 61 cm
95190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Hüft Set mit Stockinette 4/8 60608

Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996109	1	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
911500	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
968005	2	OP-Tapes 9 x 49 cm
90190	1	OP-Abdecktuch, 2-lagig 75 x 90 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
946112	1	Stockinette, large 32 x 120 cm
70504	1	Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, Schlitz 20 x 102 cm
76410	1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm
95190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Hüft-OP-Abdecktuch All-in-One

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60601	Hüft-OP-Abdecktuch mit Dislokationsbeutel 230/300 x 330 cm, elastische Manschette 18 x 22 cm	4/8
70601	Hüft-OP-Abdecktuch mit Dislokationsbeutel 230/300 x 330 cm, elastische Manschette 18 x 22 cm	

Hüft Set All-in-One 3/6 60602

Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996109	1	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
911500	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
968005	2	OP-Tapes 9 x 49 cm
90190	1	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
946112	1	Stockinette, large 32 x 120 cm
910598	2	OP-Abdecktücher sk. 75 x 75 cm, 3-lagig
70601	1	Hüft-OP-Abdecktuch mit Dislokationsbeutel, 230/300 x 330 cm, elastische Manschette 18 x 22 cm
95190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

Hüft Set ohne Instrumententischbezug -/4 60610

Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
911500	14	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
90190	2	OP-Tapes 9 x 49 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
70504	1	Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, Schlitz "U" 20 x 102 cm, Verstärkung 70 x 100 cm
9475	1	Schlitztuch sk. 150 x 193 cm, Plastik Schlitz "U" 15 x 61 cm, Krepp verpackt
76410	1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, verstärkt
95190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Hüft Set 4/8 60611

Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996109	1	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
911500	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
968005	2	OP-Tapes 9 x 49 cm
90190	1	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
946112	1	Stockinette, large 32 x 120 cm
70511	1	Schlitztuch* sk. 230 x 330 cm, Schlitz 20 x 102 cm
76410	1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm
95190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Vertikaltuch Set 6/12 903016

Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996109	1	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
911500	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
815301	1	Vertikal-OP-Abdecktuch 330 x 240 cm, Inzisionsbereich 30 x 40 cm
95190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

Vertikaltücher

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
826010	Vertikaltuch 330 x 240 cm, Inzisionsbereich 25 x 86 cm	7/14
826020	Vertikaltuch 330 x 240 cm, Inzisionsbereich 30 x 40 cm	10/20
80000527	Vertikaltuch II 320 x 240 cm, Inzisionsbereich 30 x 60 cm	10/20


Vertikaltuch Set 4/8 903026

Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996109	1	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
911500	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
815300	1	Vertikal-OP-Abdecktuch 330 x 240 cm, Inzisionsbereich 25 x 86 cm
95190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

Vertikaltücher


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
815300	Vertikaltuch 330 x 240 cm, Inzisionsbereich 25 x 86 cm	7/14
815301	Vertikaltuch 330 x 240 cm, Inzisionsbereich 30 x 40 cm	10/20
80008032	Vertikaltuch II 320 x 240 cm, Inzisionsbereich 30 x 61 cm	10/20

Gynäkologie/Zystoskopie Set 11/22 **696110**




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
906109	2	Lithotomie Beinlinge 75 x 120 cm
957961	1	Lochtuch 75 x 175 cm, Ausschnitt 9 x 15 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Lithotomie Set 6/12 **61010**




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
972890	1	Gesässtuch 75 x 100 cm
906109	2	Lithotomie-Beinlinge 75 x 120 cm
71000	1	Lithotomie-OP-Abdecktuch 75/150 x 170 cm, Ausschnitt sk. 9 x 11 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Gynäkologie Set 7/14 **696810**



Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
	1	Zellstoff-Tuch 18 x 25 cm
911500	1	OP-Tape 9 x 49 cm
972890	1	Gesässtuch 75 x 100 cm
947064	1	OP-Abdecktuch sk. 50 x 50 cm, 3-lagig
969681	1	Gynäkologie-OP-Abdecktuch mit Beinlingen 200/270 x 220 cm, Ausschnitt sk. 9 x 13 cm rechts und links
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


Gynäkologie Set 7/14 **888113**



Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996106	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
904762	1	Schlauchfixierung sk. 9 x 18 cm
988521	1	Gynäkologie-OP-Abdecktuch* 60 x 116 cm, Ausschnitt sk. 8 x 11 cm
965523	1	OP-Abdecktuch mit Beinlingen 200/270 x 215 cm, Ausschnitt 13 x 24 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


*Auch einzeln steril erhältlich, siehe Seite 22.

Gynäkologie Set mit Beutel 7/14 **888112**




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996106	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
904762	1	Schlauchfixierung sk. 9 x 18 cm
988520	1	Gynäkologie-OP-Abdecktuch 60 x 116 cm mit Saugertasche, Ausschnitt sk. 8 x 11 cm
965523	1	OP-Abdecktuch mit Beinlingen, 200/270 x 215 cm, Ausschnitt 13 x 24 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Gynäkologie Set All-in-One 5/10 **925984**



Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996106	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
824098	1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm
972890	1	Gesässtuch 75 x 100 cm
950022	1	Gynäkologie-OP-Abdecktuch 200/270 x 280 cm, Ausschnitt sk. 8 x 11 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Urologie/Gynäkologie Set 5/10 **905020**




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996106	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
972890	1	Gesässtuch 75 x 100 cm
990520	1	Urologie/Gynäkologie-OP-Abdeck- tuch 200/355 x 295 cm, Ausschnitt sk. 17/8 x 28 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Gynäkologie Set 8/16 **696700**



Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	1	OP-Tape 9 x 49 cm
910519	2	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm
947064	1	OP-Abdecktuch sk. 50 x 50 cm
987762	1	Lithotomie-OP-Abdecktuch 150 x 235 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Pfannenstiel Set 6/12 **694500**



Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996106	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	1	OP-Tape 9 x 49 cm
976945	1	Pfannenstiel-OP-Abdecktuch 200/250 x 335 cm, Ausschnitt sk. 30 x 16 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


Gynäkologie OP-Abdecktuch



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
988521	Gynäkologie-OP-Abdecktuch 60 x 116 cm, Ausschnitt sk. 8 x 11 cm	40/80


Auch in Kombination mit Laparoskopie Rektum Set und Super Laparoskopie Rektum Set verwendbar.

Sectio Set mit integrierten Beinlingen 4/8 694145



Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996106	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	1	OP-Tape 9 x 49 cm
910433	1	Babytuch 90 x 120 cm
969675	1	Sectio-OP-Abdecktuch mit Saugertasche und integrierten Beinlingen 250/175 cm/270 x 275 cm, Inzisionsbereich 38 x 32 cm, Ausschnitt 18 x 16 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Sectio Set für Flachlage 4/8 694135




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996106	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	1	OP-Tape 9 x 49 cm
910433	1	Babytuch 90 x 120 cm
969673	1	Sectio-OP-Abdecktuch mit Saugertasche 175/250 x 305 cm, Inzisionsbereich 38 x 32 cm, Ausschnitt 18 x 16 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Sectio OP-Abdecktuch für Rückenlage




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
65031	Sectio-OP-Abdecktuch 175/250 x 300 cm, Inzisionsbereich mit Folie Ausschnitt 38 x 32 cm, Kepp verpackt	6/12
969674	Sectio-OP-Abdecktuch 175/250 x 300 cm, Inzisionsbereich mit Folie Ausschnitt 38 x 32 cm, Kepp verpackt	

Entbindungs-Set 5/20 914341




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
	6	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
304998	2	absorbierendes Tuch 56 x 80 cm
	1	absorbierende Unterlage 60 x 90 cm
904714	2	OP-Abdecktuch 50 x 60 cm, 2-lagig
968005	2	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm, 2-lagig
	20	Vlies-Kompresse 10 x 10 cm
90100	1	Tischabdecktuch 100 x 150 cm, 75 x 150 cm absorbierend

Entbindungs-Set 4/16 695000




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
	2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	1	OP-Tape 9 x 49 cm
9229	1	Gesässtuch 85 x 120 cm, mit Flüssigkeitsauffangbeutel
906109	1	Lithotomie-Beinlinge 75 x 120 cm (2 Stück)
	1	Babytuch 100 x 100 cm
968005	1	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm, 2-lagig
910198	1	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm, mit Patch
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Babytuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
84541251	Babytuch 77 x 77 cm, Viskose und PE, mit Acryl verklebt	18/108
9534	Babytuch 77 x 77 cm, Viskose und PE, mit Acryl verklebt, unsteril	

Pädiatrietücher




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
61310	Pädiatrietuch T-Form, 200/270 x 320 cm, Ausschnitt 10 x 14 cm	8/16
71310	Pädiatrietuch T-Form, 200/270 x 315 cm, Ausschnitt 10 x 16 cm	




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
61340	Pädiatrietuch 200 x 300 cm, Verstärkung 44 x 77 cm, Ausschnitt 12 x 16,5 cm	11/22
71340	Pädiatrietuch 200 x 300 cm, Verstärkung 44 x 77 cm, Ausschnitt 12 x 16,5 cm	

Pädiatrie Universal Set 6/12 699010




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996106	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	1	OP-Tape 9 x 49 cm
917198	2	OP-Abdecktücher sk. 75 x 75 cm, selbstklebender Rand: 2,5 cm
917775	1	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm, selbstklebender Rand: 2,5 cm
917776	1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 148 cm, selbstklebender Rand: 2,5 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

TUR Set mit integriertem Beutel 6/12 **888222**




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
	1	Zellstoff-Tuch 18 x 25 cm
904762	1	Schlauchfixierung 9 x 18 cm
965520	1	TUR-OP-Abdecktuch 175/270 x 180 cm mit Beutel, Ausschnitt sk. 8 cm und Ausschnitt 5 cm Fingerling zur Palpation
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

TUR Set mit integriertem Beutel 6/12 **888224**




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
	1	Zellstoff-Tuch 18 x 25 cm
904762	1	Schlauchfixierung 9 x 18 cm
965522	1	TUR-OP-Abdecktuch 175/270 x 180 cm mit Beutel, Sieb und Ablaufschlauch, Ausschnitt sk. 8 cm und Ausschnitt 5 cm Fingerling zur Palpation
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

TUR Set mit integriertem Sieb 7/14 **888225**



Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
	1	Zellstoff-Tuch 18 x 25 cm
904762	1	Schlauchfixierung 9 x 18 cm
965525	1	TUR-OP-Abdecktuch 175/270 x 180 cm mit Sieb, Ausschnitt sk. 8 cm und Ausschnitt 5 cm, Fingerling zur Palpation
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

TUR Set mit integriertem Beutel 6/12 **888226**




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
	1	Zellstoff-Tuch 18 x 25 cm
904762	1	Schlauchfixierung 9 x 18 cm
965527	1	TUR-OP-Abdecktuch 175/270 x 240 cm mit Beutel, Ausschnitt sk. 8 cm und Ausschnitt 5 cm, Fingerling zur Palpation
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

TUR OP-Abdecktuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
888227	TUR-OP-Abdecktuch 175/270 x 240 cm mit Beutel, Ausschnitt sk. 8 cm und Ausschnitt 5 cm, Fingerling zur Palpation	8/16
965527	TUR-OP-Abdecktuch mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel, 175/270 x 240 cm, Ausschnitt sk. 8 cm und Ausschnitt 5 cm, Fingerling zur Palpation	

TUR Set mit Sieb 7/14 **65800**




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
906109	2	Lithotomie Beinlinge 75 x 120 cm
75800	1	TUR-OP-Abdecktuch mit Sieb 100/152 x 220 cm, Ausschnitt 9 x 18 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Nephroskopietuch



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
65810	Nephroskopietuch 175 x 300 cm mit Sauger- tasche, Krepp verpackt, Inzisionsbereich mit Ausschnitt 5 cm	7/14
75810	Nephroskopietuch 175 x 300 cm mit Sauger- tasche, Krepp verpackt, Inzisionsbereich mit Ausschnitt 5 cm	

Cardiovascular Set 3/6 **694640**




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996109	1	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	6	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
	1	Defibrillatorbeutel 33 x 38 cm
824098	2	Klett-Schlauchfixierungen 2,5 x 30 cm
911500	3	OP-Tapes 9 x 49 cm
941005	2	Fusslinge grün, 36 x 28 cm
991005	2	Fusslinge transparent, 36 x 28 cm
910598	2	OP-Abdecktücher sk. 75 x 75 cm, 3-lagig
988795	1	Schlitztuch 200 x 260 cm mit integrierter Perinealabdeckung, Schlitz sk. 20 x 102 cm
966946	1	Thoraxtuch 200/300 x 330 cm, Inzisionsbereich 32 x 40 cm
90240	1	Tischabdecktuch 150 x 240 cm, 75 x 240 cm absorbierend

Thoraxtuch



Art.Nr.	Beschreibung	IV/VSK
824600	Thoraxtuch 200/300 x 330 cm, Inzisionsbereich 32 x 40 cm	6/12
966946	Thoraxtuch 200/300 x 330 cm, Inzisionsbereich 32 x 40 cm	

Hybrid Cardiovascular Set 5/10 **61800**




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 absorbierend
910598	2	OP-Abdecktücher sk. 75 x 75 cm, 3-lagig
71800	1	Hybrid Cardiovasculartuch 240/300 x 450 cm, Inzisionsbereiche 60 x 40 cm und 15 x 27 cm [2]

Thorax Notfall Set 3/6 **669600**




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996109	1	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	6	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
	1	Defibrillatorbeutel 33 x 38 cm
824098	2	Klett-Schlauchfixierungen 2,5 x 30 cm
911500	2	OP-Tapes 9 x 49 cm
910598	1	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm, 3-lagig
966960	1	Notfall Thoraxtuch 200/300 x 340 cm, Inzisionsbereich 37 x 65 cm
90240	1	Tischabdecktuch 150 x 240 cm, 75 x 240 cm absorbierend

Cardiovascular Universal Set 5/10 **61920**




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
9544	1	Instrumententischbezug 58 x 137 cm, 50 x 60 cm absorbierend
99280	1	Tischabdecktuch verstärkt 190 x 280 cm, 90 x 280 cm absorbierend
71930	1	Bilaterales Schlitztuch 200 x 180 cm 70 x 120 cm verstärkt
71920	1	Cardiovascular Schlitztuch 208/300 x 347 cm, "U" 15 x 219 cm
947063	4	OP-Abdecktücher sk. 75 x 50 cm
910186	1	OP-Abdecktuch 150 x 240 cm
	1	OP-Abdecktuch undurchlässig, transparent, 102 x 145 cm
	1	Tasche für Nahtmaterial 16 x 28 cm

Angiographie Set 6/12 65213




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
751210	1	Angiographietuch 240 x 320 cm, Verstärkung 90 x 110 cm, 2 Ausschnitte sk. 6 x 9 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Angiographietuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
65211	Angiographietuch 240 x 370 cm, Verstärkung 90 x 220 cm, 2 Ausschnitt sk. 6 x 9 cm	7/14
75211	Angiographietuch 240 x 370 cm, Verstärkung 90 x 220 cm, 2 Ausschnitt sk. 6 x 9 cm, unsteril	

Angiographietuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
828300	Angiographietuch 240 x 370 cm, Verstärkung 70 x 70 cm, 2 Ausschnitt sk. 7 x 10 cm	10/20
958283	Angiographietuch 240 x 370 cm, Verstärkung 70 x 70 cm, 2 Ausschnitt sk. 7 x 10 cm, unsteril	

Neurochirurgie Set 5/10 888142




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996106	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	1	OP-Tape 9 x 49 cm
947064	4	OP-Abdecktücher sk. 50 x 50 cm
965524	1	Kraniotomie-OP-Abdecktuch 230 x 300 cm, mit Saugertasche, Inzisionsbereich 30 x 20 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Kraniotomie Abdecktuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
888442	Kraniotomie-OP-Abdecktuch 280 x 295 cm, mit Saugertasche, Inzisionsbereich 30 x 20 cm	9/18
988442	Kraniotomie-OP-Abdecktuch 280 x 295 cm, mit Saugertasche, Inzisionsbereich 30 x 20 cm	

Kraniotomie Abdecktuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
888342	Kraniotomie-OP-Abdecktuch 230 x 300 cm, mit Saugertasche, Verstärkung 90 x 135 cm und 60 x 54 cm Inzisionsbereich 30 x 20 cm	7/14
965524	Kraniotomie-OP-Abdecktuch 230 x 290 cm, mit Saugertasche, Inzisionsbereich 30 x 20 cm	

HNO/Dental Set 22/44 **306480**




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
900076	1	Dentaltuch 100 x 150 cm, Ausschnitt 13 x 9,5 cm
815330	2	Schlauch-/Kameraüberzüge inkl. Klebetape 8 x 120 cm
	1	OP-Tape 9 x 24,5 cm
	1	Tischabdecktuch 75 x 100 cm

Dental Set 14/28 **694000**




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
910176	1	Dentaltuch 150 x 150 cm, Ausschnitt 10 x 14 cm
815330	2	Schlauch-/Kameraüberzüge inkl. Klebetape 8 x 120 cm
968004	2	OP-Abdecktücher 45 x 75 cm
	2	OP-Tapes 9 x 24,5 cm
	1	Tischabdecktuch 75 x 100 cm

HNO Set 7/14 **65000**



Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996106	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	2	OP-Tapes 9 x 49 cm
910519	1	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm
910200	1	OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm
70509	1	Schlitztuch* sk. 150 x 260 cm, Ausschnitt 7 x 65 cm verstärkt
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


HNO Schlitztuch Set 7/14 **697000**



Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996106	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	2	OP-Tapes 9 x 49 cm
910598	1	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm
910185	1	OP-Abdecktuch 150 x 175 cm
980789	1	Schlitztuch sk. 150 x 125 cm, Schlitz 7 x 45 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

HNO Lochtuch Set 8/16 **697640**




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
967640	1	Lochtuch sk. 200 x 240 cm, Ausschnitt 7 cm
	2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	1	OP-Tape 9 x 49 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Variables Schlitztuch Set (Hals Set) 7/14 **697250**




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996106	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
911500	2	OP-Tapes 9 x 49 cm
969700	1	Schlitztuch (Körper) sk. 175 x 230 cm, Schlitz 20 x 20 cm
969710	1	Schlitztuch (Kopf) sk. 260 x 150 cm, Schlitz 20 x 65 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

HNO Set 6/12 **1218**




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996106	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
8085	1	Kopf-OP-Abdecktuch 150 x 94 cm, Turban 128 x 79 cm
75012	1	Schlitztuch sk. 200 x 290 cm, Ausschnitt 7 x 65 cm verstärkt
90210	1	Tischabdecktuch 150 x 210 cm, 75 x 210 cm absorbierend

Nacken und Thyroid-OP-Abdecktuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
65011	Nacken und Thyroid-OP-Abdecktuch, 175/250 x 302 cm, Inzisionsbereich sk. 15 x 15 cm	10/20
75011	Nacken und Thyroid-OP-Abdecktuch, 175/250 x 302 cm, Inzisionsbereich sk. 15 x 15 cm	

Kopf Abdeckung




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
826900	1 Kopfabdecktuch 150 x 175 cm und 1 Kopfabdecktuch 106 x 100 cm (plus 1 OP-Tape 9 x 49 cm)	15/30
988269	1 Kopfabdecktuch 150 x 175 cm und 1 Kopfabdecktuch 106 x 100 cm (plus 1 OP-Tape 9 x 49 cm)	

HNO-Set mit Turban 7/14 **80574671**



Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
8085	1	Kopfabdecktuch sk. mit Turban 150 x 105 cm
75013	1	OP-Abdecktuch sk. 200 x 175 cm, mit Klebestreifen 2,5 cm
90210	1	Tischabdecktuch 150 x 210 cm, 75 x 210 cm absorbierend

Kopf Set 6/12 **696940**




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
996106	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
988269	1	Kopfabdecktuch 125/175 x 150 cm, Schlitz 75 cm, Turban 100 x 106 cm, Schlitz 33 cm (plus 1 OP-Tape 9 x 49 cm)
911500	1	OP-Tape 9 x 49 cm
967772	1	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm, mit Patch
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Plastische Chirurgie Set 11/22 **692300**




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
	2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
956923	1	Lochtuch 150 x 175 cm, Lochgröße 13 x 17 cm
90190	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Ophthalmologietuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
80005361	Ophthalmologietuch 151 x 146 cm, Inzisionsbereich 12,5 x 10 cm, mit Flüssigkeitsauffangbeutel	14/28

Ophthalmologietuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
824400	Ophthalmologietuch 150 x 165 cm, Ausschnitt 8 cm, separate Inzisionsfolie 15 x 20 cm mit Saugertaschen	16/32
978244	Ophthalmologietuch 150 x 165 cm, Ausschnitt 8 cm, separate Inzisionsfolie 15 x 20 cm mit Saugertaschen	16/32

Instrumententischbezug




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
610601	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend	25/75
996109	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend	-/735

Instrumententischbezug verstärkt




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
610900	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend	20/60
80000552	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend, Krepp verpackt	20/40
996109	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend	-/735

Tischabdecktuch Standard



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
80100	Tischabdecktuch 100 x 150 cm, 75 x 150 cm absorbierend	40/80
80150	Tischabdecktuch 150 x 150 cm, 75 x 150 cm absorbierend	30/60
80170	Tischabdecktuch 150 x 160 cm, 75 x 160 cm absorbierend	27/54
80190	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend	22/44
80210	Tischabdecktuch 150 x 210 cm, 75 x 210 cm absorbierend	21/42
80215	Tischabdecktuch 150 x 210 cm, 75 x 210 cm absorbierend, Krepp verpackt	20/40
80240	Tischabdecktuch 150 x 240 cm, 75 x 240 cm absorbierend	20/40

Tischabdecktuch verstärkt



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
85190	Tischabdecktuch verstärkt 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend	15/30
85195	Tischabdecktuch verstärkt 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend, Krepp verpackt	15/30
85215	Tischabdecktuch verstärkt 150 x 210 cm, 75 x 210 cm absorbierend, Krepp verpackt	14/28
85245	Tischabdecktuch verstärkt 150 x 240 cm, 75 x 240 cm absorbierend	14/28
89215	Tischabdecktuch verstärkt 190 x 210 cm, 90 x 210 cm absorbierend, Krepp verpackt	11/22
89285	Tischabdecktuch verstärkt 190 x 280 cm, 90 x 280 cm absorbierend, Krepp verpackt	10/20

OP-Abdecktücher, 2-lagig

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
800330	OP-Abdecktuch 37,5 x 45 cm	180/720
968003	OP-Abdecktuch 37,5 x 45 cm	-/560
800430	OP-Abdecktuch 45 x 75 cm	112/448
968004	OP-Abdecktuch 45 x 75 cm	-/650
800530	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm	38/228
968005	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm	-/380
80649015	OP-Abdecktuch 90 x 150 cm	19/114
8018	OP-Abdecktuch 90 x 150 cm	-/105

OP-Abdecktücher, 3-lagig

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
777900	OP-Abdecktuch 90 x 150 cm	30/60
910184	OP-Abdecktuch 150 x 175 cm	-/480
778000	OP-Abdecktuch 150 x 175 cm	18/36
910185	OP-Abdecktuch 150 x 175 cm	-/320
778100	OP-Abdecktuch 150 x 240 cm	14/28
910186	OP-Abdecktuch 150 x 240 cm	-/240

OP-Abdecktücher selbstklebend, 3-lagig

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
777400	OP-Abdecktuch sk. 175x 150 cm	15/30
967774	OP-Abdecktuch sk. 175x 150 cm	-/360
777600	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm	12/24
967776	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm	-/360
778200	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm	8/16
967882	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm	-/240
920496	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm	13/26
967775	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm	-/360

OP-Abdecktücher selbstklebend, 3-lagig

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
706300	OP-Abdecktuch sk. 75 x 50 cm	50/300
947063	OP-Abdecktuch sk. 75 x 50 cm	-/3600
706400	OP-Abdecktuch sk. 50 x 50 cm	65/390
947064	OP-Abdecktuch sk. 50 x 50 cm	-/4500
706500	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm	35/210
910598	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm	-/1600
706700	OP-Abdecktuch sk. 75 x 100 cm	28/168
947067	OP-Abdecktuch sk. 75 x 100 cm	-/1200
706900	OP-Abdecktuch sk. 100 x 100 cm	43/86
947069	OP-Abdecktuch sk. 100 x 100 cm	-/800
707500	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm, Doppelpack	36/216
906677	OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm	32/192
930200	OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm	-/1200

OP-Abdecktuch selbstklebend, 3-lagig

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
66540	OP-Abdecktuch sk. 260 x 175 cm, mit durchgehendem Kleberand	12/24
76540	OP-Abdecktuch sk. 260 x 175 cm, mit durchgehendem Kleberand	-/30
978250	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, Klebestreifen 295 cm	-/30

OP-Abdecktücher selbstklebend, 3-lagig

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
706800	OP-Abdecktuch sk., verstärkt 90 x 75 cm, mit Patch	42/84
910200	OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, mit Patch	1200
66520	OP-Abdecktuch sk., verstärkt 120 x 100 cm, mit Patch	22/44
76520	OP-Abdecktuch sk., verstärkt 120 x 100 cm, mit Patch	-/800

Gesässtuch

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
828900	Gesässtuch 75 x 100 cm	40 /80
972890	Gesässtuch 75 x 100 cm	

Gesässtuch mit Auffangbeutel

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
229	Gesässtuch mit Auffangbeutel 85 x 120 cm	18/36
9229	Gesässtuch mit Auffangbeutel 85 x 120 cm	

Perineal Set

20/120 **706200**

Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
967062	1	Perineal-OP-Abdecktuch 75 x 120 cm, Ausschnitt 8 x 12 cm
968005	1	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm


absorbierendes Pad

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
706100	absorbierendes Pad sk. 55 x 70 cm	25/50
904764	absorbierendes Pad sk. 55 x 70 cm	-/140
84357150	absorbierendes Pad 34 x 53 cm, Doppelpack	60/360
9931	absorbierendes Pad 34 x 53 cm	-/400
84357160	absorbierendes Pad 80 x 100 cm	17/102
923720	absorbierendes Pad 80 x 100 cm	-/70

Genital-Abdeckung


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
903153	Genitalabdeckung 15 x 40 cm	50/100
2311840	Genitalabdeckung 15 x 40 cm	

Extremitäten-Vorbereitungstuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
80006214	Extremitäten-Vorbereitungstuch 120 x 150 cm, Schlitz 10 x 36 cm	15/90

Schlitztuch selbstklebend




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
2750	Schlitztuch selbstklebend 150x193cm Plastik, "U" 15 x 61 cm, Krepp verpackt	20/40
9475	Schlitztuch selbstklebend 150x193cm Plastik, "U" 15 x 61 cm, Krepp verpackt	

Schlitztücher selbstklebend




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
778900	Schlitztuch 150 x 125 cm, Schlitz sk. 7 x 45 cm	15/60
980789	Schlitztuch 150 x 125 cm, Schlitz sk. 7 x 45 cm	-/480
779300	Schlitztuch 200 x 260 cm, Schlitz sk. 7 x 102 cm	13/26
980789	Schlitztuch 200 x 260 cm, Schlitz sk. 7 x 102 cm	-/180

Schlitztuch mit Perinealabdeckung




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
824700	Schlitztuch 200 x 260 cm mit integrierter Perineal- abdeckung, Schlitz sk. 20 x 102 cm	13/26
988795	Schlitztuch 200 x 260 cm mit integrierter Perineal- abdeckung, Schlitz sk. 20 x 102 cm	

Schlitztücher selbstklebend*



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60502	Schlitztuch (abgebildet) 200 x 150 cm, Schlitz sk. 7 x 65 cm, mit Patch 70 x 100 cm	10/40
60503	Schlitztuch 200 x 260 cm, Schlitz sk. 7 x 102 cm, mit Patch 70 x 100 cm	14/28
60504	Schlitztuch 200 x 260 cm, Schlitz sk. 20 x 102 cm, mit Patch 70 x 100 cm	14/28
60506	Schlitztuch 200 x 290 cm, Schlitz sk. 7 x 102 cm, mit Patch 70 x 100 cm	12/24

Schlitztücher selbstklebend*




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
70511	Schlitztuch 230 x 330 cm, Schlitz sk. 20 x 102 cm, mit Patch 70 x 160 cm	
70512	Schlitztuch 200 x 260 cm, Schlitz sk. 20 x 102 cm, mit Patch 70 x 160 cm	
70513	Schlitztuch 250 x 290 cm, Schlitz sk. 20 x 102 cm, mit Patch 70 x 160 cm	

*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


*Aus besonders reissfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Lochtücher selbstklebend, zentral




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
708840	Lochtuch 120 x 150 cm, Ausschnitt sk. 5 x 7 cm oval	16/96
968840	Lochtuch 120 x 150 cm, Ausschnitt sk. 5 x 7 cm oval	-/105
708850	Lochtuch 150 x 180 cm, Ausschnitt sk. 5 x 15 cm oval	20/40
968850	Lochtuch 150 x 180 cm, Ausschnitt sk. 5 x 15 cm oval	-/60
708860	Lochtuch 200 x 240 cm, Ausschnitt sk. 12 cm rund	17/34
968860	Lochtuch 200 x 240 cm, Ausschnitt sk. 12 cm rund	-/27
904622	Lochtuch 45 x 75 cm, Ausschnitt sk. 7 cm rund	72/288
904624	Lochtuch 75 x 90cm, Ausschnitt sk. 7 cm rund	48/192
906542	Lochtuch 75 x 90 cm, Ausschnitt sk. 6 x 8 cm oval	50/200
904758	Lochtuch 75 x 90cm, Ausschnitt sk. 7 cm rund	-/280
906693	Lochtuch 50 x 60 cm, Ausschnitt sk. 6 x 8 cm oval	100/400
904737	Lochtuch 50 x 60 cm, Ausschnitt sk. 6 x 8 cm oval	-/900

Lochtücher selbstklebend, dezentral




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
706610	Lochtuch 100 x 125 cm, Ausschnittgröße 11 cm sk., 45 cm vom oberen Rand	20/120
956601	Lochtuch 100 x 125 cm, Ausschnittgröße 11 cm sk., 45 cm vom oberen Rand	-/100
708870	Lochtuch 200 x 280 cm, Ausschnittgröße 15 cm sk., 114 cm vom oberen Rand	12/24
968870	Lochtuch 200 x 280 cm, Ausschnittgröße 15 cm sk., 110 cm vom oberen Rand	-/30
708880	Lochtuch 200 x 280 cm, Ausschnittgröße 14 x 14cm sk., 124 cm vom oberen Rand	14/28
935569	Lochtuch 120 x 150 cm, Ausschnittgröße 5 x 7 cm, sk., oval, 65 cm vom oberen Rand	18/108
904744	Lochtuch 120 x 150 cm, Ausschnittgröße 5 x 7 cm, sk., oval, 65 cm vom oberen Rand	-/105

Lochtücher selbstklebend




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
706620	Lochtuch sk. variabel 50 x 75 cm	40/240
970662	Lochtuch sk. variabel 50 x 75 cm	-/400
706630	Lochtuch sk. variabel 75 x 100 cm	30/180
970663	Lochtuch sk. variabel 75 x 100 cm	-/180

Epiduraltuch selbstklebend, 3-lagig




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
906540	Epiduraltuch 60 x 75 cm, Ausschnitt sk. 6 x 9,5 cm oval	50/300
904741	Epiduraltuch 60 x 75 cm, Ausschnitt sk. 6 x 9,5 cm oval	-/320

Lochtuch mit Inzisionsfolie selbstklebend




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
1272	Lochtuch 104 x 114 cm, Ausschnitt sk. Inzisionsfolie 8 x 19 cm, Krepp verpackt	12/72
9572	Lochtuch 104 x 114 cm, Ausschnitt sk. Inzisionsfolie 8 x 19 cm, Krepp verpackt	-/117

Lochtuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
906544	Lochtuch 50 x 60 cm, Ausschnitt 6 x 8 cm oval	100/400
904736	Lochtuch 50 x 60 cm, Ausschnitt 6 x 8 cm oval	-/770

Lochtuch mit Inzisionsfolie selbstklebend




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
84521200	Lochtuch 120 x 150 cm, Ausschnitt sk. Inzisionsfolie 7,5 cm, Krepp verpackt	22/44
924407	Lochtuch 120 x 150 cm, Ausschnitt sk. Inzisionsfolie 7,5 cm, Krepp verpackt	-/70

OP-Tape




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
381035	OP-Tape 9 x 49 cm	100/400
381045	OP-Tape 9 x 49 cm, Doppelpack	120/480
911500	OP-Tape 9 x 49 cm?	

Klett-Schlauchfixierungen




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
708131	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm	50/200
824098	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm	
80006076	Klett-Schlauchfixierung 5 x 15 cm	50/200
8008064	Klett-Schlauchfixierung 5 x 15 cm	

Handtücher




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
8000004	Handtuch 35 x 40 cm, 2 Stück	120/720
748140	Handtuch 35 x 40 cm	30/300

Saugertasche selbstklebend




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
706035	Flüssigkeitsauffang-Beutel 40 x 35 cm 1 Kammer	30/120
976035	Flüssigkeitsauffang-Beutel 40 x 35 cm	

Diathermie-Beutel selbstklebend




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
707035	Diathermie-Beutel 40 x 35 cm 2 Kammern	30/120
977035	Diathermie-Beutel 40 x 35 cm 2 Kammern	

Bohrschlauch-Halterung




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
80003113	Bohrschlauch-Halterung 90 x 92 cm, 70 x 50 cm absorbierend, Krepp verpackt	-/40
8183	Bohrschlauch-Halterung 90 x 92 cm, 70 x 50 cm absorbierend, Krepp verpackt	

Laparoskopie-Instrumentenbeutel




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705860	Laparoskopie-Instrumentenbeutel sk. 30 x 50 cm 3 Kammern	25/50
815320	Laparoskopie-Instrumentenbeutel sk. 30 x 50 cm 3 Kammern	

Dislokations-Beutel




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
84541230	Dislokations-Beutel 75 x 120 cm, Krepp verpackt	14/84
922709	Dislokations-Beutel 75 x 120 cm, Krepp verpackt	

Stockinetten




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
611105	Stockinette, small 22 x 75 cm	22/132
946111	Stockinette, small 22 x 75 cm	
611205	Stockinette, large 32 x 120 cm	20/40
946112	Stockinette, large 32 x 120 cm	

Stockinetten mit Baumwollstrumpf




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
272	Stockinette klein 18 x 86 cm	8/48
272	Stockinette, small 18 x 86 cm, Krepp verpackt	-/45
273	Stockinette mittel 23 x 107 cm	8/48
9056	Stockinette medium 23 x 107 cm, Krepp verpackt	-/18
269	Stockinette kurz 23 x 71 cm	10/60
8008060	Stockinette kurz 23 x 71 cm	
274	Stockinette gross 31 x 122 cm, (vormals 86530880)	7/42
9057	Stockinette, large 31 x 122 cm, Krepp verpackt	-/15

Lithotomie-Beinlinge




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
610930	Lithotomie-Beinlinge 75 x 120 cm zweilagiges Laminat, Doppelpack	30/60
906109	Lithotomie-Beinlinge 75 x 120 cm zweilagiges Laminat	
255	Lithotomie-Beinlinge XL 79 x 152 cm, Doppelpack	22/44
9855	Lithotomie-Beinlinge XL 79 x 152 cm	

Transparente Füsslinge




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
691005	Füsslinge 36 x 28 cm, Doppelpack	130/260
991005	Füsslinge 36 x 28 cm	

Armlehnenbezug




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
80002120	Armlehnenbezug 35 x 73 cm, Doppelpack	30/180
8008062	Armlehnenbezug 35 x 73 cm	

Schlauch-/Kameraüberzüge




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705740	Überzug 8 x 120 cm, flache Spitze	30/120
815330	Überzug 8 x 120 cm, flache Spitze	

Kamerabezüge




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705820	Kamerabezug 14 x 250 cm, perforierte Spitze mit integriertem Tape	20/80
815332	Kamerabezug 14 x 250 cm, perforierte Spitze mit integriertem Tape	
705830	Kamerabezug 18 x 250 cm, elastische Spitze mit integriertem Tape	20/80
815333	Kamerabezug 18 x 250 cm, elastische Spitze mit integriertem Tape	

Kamerabezug/Schlauch-/Kameraüberzug




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
84541211	Überzug 14 x 254 cm, mit Einführhilfe	40/80


Ultraschallkopfbezug



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
706000	Ultraschallkopfbezug 13 x 236 cm schmale Spitze	30/120
815360	Ultraschallkopfbezug 13 x 236 cm schmale Spitze	




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
706002	Ultraschallkopfbezug T-Kopf 15 x 236 cm	30/120
815342	Ultraschallkopfbezug T-Kopf 15 x 236 cm	




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
706004	Ultraschallkopfbezug 13 x 236 cm breite Spitze	30/120
815344	Ultraschallkopfbezug 13 x 236 cm breite Spitze	

Allzwecküberzüge rund




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705840	Allzwecküberzug Durchmesser 150 cm	12/24
15350	Allzwecküberzug Durchmesser 150 cm	
705841	Allzwecküberzug Durchmesser 75 cm	8/32
15351	Allzwecküberzug Durchmesser 75 cm	
903740	Allzwecküberzug Durchmesser 90 cm	28/168
990374	Allzwecküberzug Durchmesser 90 cm	
903757	Allzwecküberzug Durchmesser 140 cm	16/96
990375	Allzwecküberzug Durchmesser 140 cm	

Allzwecküberzüge viereckig




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705844	Allzwecküberzug quadratisch 75 x 75 cm	8/32
15353	Allzwecküberzug quadratisch 75 x 75 cm	
705845	Allzwecküberzug rechteckig 90 x 75 cm	8/32
15354	Allzwecküberzug rechteckig 90 x 75 cm	

Röntgenkassettenbezug




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705856	Röntgenkassettenbezug 60 x 60 cm	35/70
815362	Röntgenkassettenbezug 60 x 60 cm	

C-Bogen-Bezug Bildwandler




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705850	C-Bogen-Bezug Bildwandler halbseitige Abdeckung 117 x 183 cm	20/40
815360	C-Bogen-Bezug Bildwandler halbseitige Abdeckung 117 x 183 cm	
705852	C-Bogen-Bezug Bildwandler Komplettbezug 152 x 265 cm	12/24
815361	C-Bogen-Bezug Bildwandler Komplettbezug 152 x 265 cm	

Mikroskop-Bezug Zeiss MD



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705950	Mikroskop-Bezug Objektiv 65 mm 117 x 165 cm	12/24
705955	Mikroskop-Bezug Objektiv 65 mm 117 x 254 cm	12/24
705960	Mikroskop-Bezug Objektiv 65 mm 117 x 305 cm	10/20

Mikroskop-Bezug Zeiss OPMI



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705970	Mikroskop-Bezug Objektiv 48 mm schmal 117 x 165 cm	16/32
705975	Mikroskop-Bezug Objektiv 48 mm schmal 50/117 x 165 cm	12/24
705980	Mikroskop-Bezug Objektiv 48 mm schmal 117 x 254 cm	12/24

Lampengriffüberzug



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
708135	Lampengriffüberzug, geeignet für Lampengriffe mit einem Durchmesser von 3 cm, Länge 7,5 cm	50/100
708137	Lampengriffüberzug, geeignet für Lampengriffe mit einem Durchmesser von 3 cm, Länge 7,5 cm, Doppelpack	60/120
2301836	Lampengriffüberzug, geeignet für Lampengriffe mit einem Durchmesser von 3 cm, Länge 7,5 cm	

Lampengriffüberzug Universal




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705827	Lampengriffüberzug Universal, geeignet für alle handelsüblichen Lampengriffe Durchmesser 4,5 cm, Länge 15 cm	40/80
15427	Lampengriffüberzug Universal, geeignet für alle handelsüblichen Lampengriffe Durchmesser 4,5 cm, Länge 15 cm Verwendbar für maximal 45mm Handgriffdurchmesser.	

Equipment Abdeckung, selbstklebend




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705815	Equipment Abdeckung 90 x 70 cm (Bildschirm, Tastatur oder ähn- liche Geräte), transparent	35/210
815425	Equipment Abdeckung 90 x 70 cm (Bildschirm, Tastatur oder ähn- liche Geräte), transparent	

Schulter-Flüssigkeitsauffangbeutel




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
5217	Schulter-Flüssigkeitsauffangbeutel sk. 81 x 86 cm, Schlitz "U" 15 x 52 cm, Krepp verpackt	11/22
9317	Schulter-Flüssigkeitsauffangbeutel sk. 81 x 86 cm, Schlitz "U" 15 x 52 cm, Krepp verpackt	

Flüssigkeitsauffangbeutel mit Inzisionsfolie




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
832000	Flüssigkeitsauffangbeutel mit Inzisionsfolie 100 x 80 cm, Inzisionsbereich 38 x 32 cm	11/22
983200	Flüssigkeitsauffangbeutel mit Inzisionsfolie 100 x 80 cm, Inzisionsbereich 38 x 32 cm	

Knie-Arthroskopiebeutel



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
69200	Knie-Arthroskopiebeutel 60 x 120 cm, Manschette 7 cm und 5 cm elastisch, Krepp verpackt	12/24
79200	Knie-Arthroskopiebeutel 60 x 120 cm, Manschette 7 cm und 5 cm elastisch, Krepp verpackt	

Flüssigkeitsauffangbeutel




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
831200	Flüssigkeitsauffang-Beutel mit Saugeranschluss und integriertem Sieb, 50 x 50 cm	12/24
815310	Flüssigkeitsauffang-Beutel mit Saugeranschluss und integriertem Sieb, 50 x 50 cm	-/112

Flüssigkeitsauffangbeutel




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
5218	Flüssigkeitsauffang-Beutel mit Saugeranschluss und integriertem Sieb 51 x 59 cm	12/72
9901	Flüssigkeitsauffang-Beutel mit Saugeranschluss und integriertem Sieb 51 x 59 cm	-/136

Inzisionsfolien




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
801014	Inzisionsfolie 10 x 14 [10 x 8] cm	45/180
801526	Inzisionsfolie 15 x 26 [15 x 20] cm	30/120
803026	Inzisionsfolie 30 x 26 [30 x 20] cm	25/100
804040	Inzisionsfolie 40 x 40 [40 x 34] cm	20/80
804526	Inzisionsfolie 45 x 26 [45 x 20] cm	20/80
804555	Inzisionsfolie 45 x 55 [45 x 49] cm	15/60
805680	Inzisionsfolie 56 x 80 [56 x 74] cm	10/40

Vliesstoff-Bauchtücher "RX" mit Schlaufe, 130g, weiss




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
187812	Vliesstoff-Bauchtuch, weiss, steril, 2 Stück 40 x 40 cm	24/144
187912	Vliesstoff-Bauchtuch, weiss, steril, 2 Stück 40 x 60 cm	16/96

Vliesstoff-Bauchtücher "RX" mit Schlaufe, 130g, grün




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
187835	Vliesstoff-Bauchtuch, grün, steril, 5 Stück 40 x 40 cm	25/150
187932	Vliesstoff-Bauchtuch, grün, steril, 2 Stück 40 x 60 cm	16/96

Vliesstoff-Bauchtücher "RX", 130g




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
187705	Vliesstoff-Bauchtuch, weiss, steril, 5 Stück 30 x 30 cm	30/180
187700	Vliesstoff-Bauchtuch, weiss 30 x 30 cm	35/280
187802	Vliesstoff-Bauchtuch, weiss, steril, 2 Stück 40 x 40 cm	24/144
187800	Vliesstoff-Bauchtuch, weiss 40 x 40 cm	35/280
187802	Vliesstoff-Bauchtuch, weiss, steril, 2 Stück 40 x 40 cm	24/144
187805	Vliesstoff-Bauchtuch, weiss, steril, 5 Stück 40 x 40 cm	25/150
187902	Vliesstoff-Bauchtuch, weiss, steril, 2 Stück 40 x 60 cm	16/96
187900	Vliesstoff-Bauchtuch, weiss 40 x 60 cm	20/160
187922	Vliesstoff-Bauchtuch, grün, steril, 2 Stück 40 x 60 cm	16/96

Gazen Bauchtücher "RX", 130g, weiss




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
175160	Gazen Bauchtuch, weiss, steril, 5 Stück 45 x 70 cm	25/150
175260	Gazen Bauchtuch, weiss, steril, 5 Stück 30 x 45 cm	55/330
175360	Gazen Bauchtuch, weiss, steril, 5 Stück 40 x 45 cm	45/270

Gazenrundtupfer "RX", weiss




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
150060	Gazenrundtupfer Nr. 0 - 1,5 cm, steril, mit Röntgenkontrastfaden, 5 Stück	200/1200
150000	Gazenrundtupfer Nr. 0 - 1,5 cm, mit Röntgenkontrastfaden	1000/5000
150160	Gazenrundtupfer Nr. 1 - 2 cm, steril, mit Röntgenkontrastfaden, 5 Stück	175/1050
150360	Gazenrundtupfer Nr. 3 - 2,5 cm, steril, mit Röntgenkontrastfaden, 5 Stück	150/900
150300	Gazenrundtupfer Nr. 3 - 2,5 cm, mit Röntgenkontrastfaden	250/4000
150460	Gazenrundtupfer Nr. 4 - 3 cm, steril, mit Röntgenkontrastfaden, 5 Stück	100/600
150400	Gazenrundtupfer Nr. 4 - 3 cm, mit Röntgenkontrastfaden	250/3000
150560	Gazenrundtupfer Nr. 5 - 5 cm, steril, mit Röntgenkontrastfaden, 5 Stück	75/450
150500	Gazenrundtupfer Nr. 5 - 5 cm, mit Röntgenkontrastfaden	100/1200

Vliesstoffrundtupfer "RX", weiss, 40g




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
154160	Vliesstoffrundtupfer Nr. 1 steril, mit Röntgenkontrastfaden, 5 Stück	175/1050
154360	Vliesstoffrundtupfer Nr. 3 steril, mit Röntgenkontrastfaden, 5 Stück	150/900
154460	Vliesstoffrundtupfer Nr. 4 steril, mit Röntgenkontrastfaden, 5 Stück	75/450
154560	Vliesstoffrundtupfer Nr. 5 steril, mit Röntgenkontrastfaden, 5 Stück	75/450

Gazenkompressen "RX"



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
159460	Gazenkompressen "RX" 10 x 60 cm, 4-lagig (10 x 20 cm, 12-lagig), steril, mit Röntgenkontrastfaden, 5 Stück	125/750
159400	Gazenkompressen "RX" 10 x 60 cm, 4-lagig (10 x 20 cm, 12-lagig), mit Röntgenkontrastfaden,	150/1500
159475	Gazenkompressen "RX" 10 x 60 cm, 4-lagig (10 x 20 cm, 12-lagig), steril, mit Röntgenkontrastfaden, 10 Stück	110/660
159660	Gazenkompressen "RX" 10 x 60 cm, 8-lagig (10 x 20 cm, 24-lagig), mit Röntgenkontrastfaden, 5 Stück	75/750
159600	Gazenkompressen "RX" 10 x 60 cm, 8-lagig (10 x 20 cm, 24-lagig), mit Röntgenkontrastfaden,	75/750
159675	Gazenkompressen "RX" 10 x 60 cm, 8-lagig (10 x 20 cm, 24-lagig), mit Röntgenkontrastfaden, 10 Stück	70/420

Vlieskompressen "RX", 70g



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
185305	Vlieskomresse "RX" 6-lagig, 10 x 10 cm, steril, mit Röntgenkontrastfaden, 5 Stück	90/540
185405	Vlieskomresse "RX" 6-lagig, 10 x 20 cm, steril, mit Röntgenkontrastfaden, 5 Stück	90/540
185410	Vlieskomresse "RX" 6-lagig, 10 x 20 cm, steril, mit Röntgenkontrastfaden, 10 Stück	90/540



Chirurgische Instrumente: Massgeschneiderte Lösungen für die Laparoskopie

Die laparoskopischen Instrumente sind ein wichtiger Bestandteil unserer massgeschneiderten Lösungen für die Laparoskopie.

Unser Angebot umfasst ein grosses Sortiment an Trokaren, monopolaren Scheren, abnehmbaren Bergebeuteln, monopolaren Instrumenten und monopolaren L-Haken-Elektroden – damit Sie bei Ihren Eingriffen jederzeit alles zur Hand haben!

Diese Produkte können natürlich auch in unsere kundenspezifischen laparoskopischen Mölnlycke OP-Trays integriert werden.

Gerade Fasszange, Griff Sperrklinke

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899200	Gerade Fasszange, Griff Sperrklinke, 5 mm, 33 cm, Standard	10/100
899208	Gerade Fasszange, Griff Sperrklinke, 5 mm, 33 cm, Komfort	10/100

Gerade Fasszange, Griff Sperrklinke - Fenestriert

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899207	Gerade Fasszange, Griff Sperrklinke - fenestriert, 5 mm, 33 cm, Standard	10/100
899215	Gerade Fasszange, Griff Sperrklinke - fenestriert, 5 mm, 33 cm, Komfort	10/100

Klemm-Fasszange, Griff Sperrklinke

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899202	Klemm-Fasszange, Griff Sperrklinke, 5 mm, 33 cm, Standard	10/100
899210	Klemm-Fasszange, Griff Sperrklinke, 5 mm, 33 cm, Komfort	10/100

Babcock-Fasszange, Griff Sperrklinke

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899203	Babcock-Fasszange, Griff Sperrklinke, 5 mm, 33 cm, Standard	10/100
899211	Babcock-Fasszange, Griff Sperrklinke, 5 mm, 33 cm, Komfort	10/100

Rattenzahn-Fasszange, Griff Sperrklinke

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899204	Rattenzahn-Fasszange, Griff Sperrklinke, 5 mm, 33 cm, Standard	10/100
899212	Rattenzahn-Fasszange, Griff Sperrklinke, 5 mm, 33 cm, Komfort	10/100

Duckbill-Fasszange, Griff Sperrklinke

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899205	Duckbill-Fasszange, Griff Sperrklinke, 5 mm, 33 cm, Standard	10/100
899213	Duckbill-Fasszange, Griff Sperrklinke, 5 mm, 33 cm, Komfort	10/100

Darmfasszange, Griff Sperrklinke

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899206	Darmfasszange, Griff Sperrklinke, 5 mm, 33 cm, Standard	10/100
899214	Darmfasszange, Griff Sperrklinke, 5 mm, 33 cm, Komfort	10/100

Maryland-Präparierzange

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899201	Maryland-Präparierzange, 5 mm, 33 cm, Standard	10/100
899209	Maryland-Präparierzange, 5 mm, 33 cm, Komfort	10/100

Griff Standard




Griff Komfort



Griff Maryland Standard



Griff Maryland Komfort



Trokar mit geschützter Klinge

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899300	Trokar mit geschützter Klinge 5 mm, 70 mm	5/60
899301	Trokar mit geschützter Klinge 5 mm, 100 mm	5/60
899302	Trokar mit geschützter Klinge 11 mm, 100 mm	5/60
899303	Trokar mit geschützter Klinge 11 mm, 150 mm	5/30
899304	Trokar mit geschützter Klinge 12 mm, 100 mm	5/60
899305	Trokar mit geschützter Klinge 12 mm, 150 mm	5/30

Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899308	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 5 mm, 70 mm	5/60
899309	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 5 mm, 100 mm	5/60
899310	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 11 mm, 100 mm	5/60
899311	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 11 mm, 150 mm	5/30
899312	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 12 mm, 100 mm	5/60
899313	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 12 mm, 150 mm	5/30

Optischer Trokar - Pistolengriff

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899314	Optischer Trokar - Pistolengriff 11 mm, 100 mm	5/30
899315	Optischer Trokar - Pistolengriff 12 mm, 100 mm	5/30

Optischer Trokar

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899316	Optischer Trokar, 5 mm, 70 mm	5/60
899317	Optischer Trokar 5 mm, 100 mm	5/60
899324	Optischer Trokar 5 mm, 150 mm	5/60
899318	Optischer Trokar 11 mm, 100 mm	5/60
899325	Optischer Trokar 11 mm, 150 mm	5/60
899319	Optischer Trokar 12 mm, 100 mm	5/60
899326	Optischer Trokar 12 mm, 150 mm	5/60

Optischer Ballon Trokar

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899330	Optischer Ballon Trokar 5 mm, 70 mm	5/60
899327	Optischer Ballon Trokar 5 mm, 100 mm	5/60
899331	Optischer Ballon Trokar 11 mm, 100 mm	5/60
899328	Optischer Ballon Trokar 12 mm, 100 mm	5/60

Hasson Ballon Trokar

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899329	Hasson Ballon Trokar 12 mm, 100 mm	5/60


Hasson Trokar

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899306	Hasson Trokar 11 mm, 100 mm	5/60
899307	Hasson Trokar 12 mm, 100 mm	5/60

Universal-Trokarhülse

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899320	Universal-Trokarhülse 5 mm, 70 mm	5/60
899321	Universal-Trokarhülse 5 mm, 100 mm	5/60
899322	Universal-Trokarhülse 11 mm, 100 mm	5/60
899323	Universal-Trokarhülse 12 mm, 100 mm	5/60

Abnehmbarer Bergebeutel




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899102	Abnehmbarer Bergebeutel 90 x 145 mm (250 ml), 10 mm	5/50
899103	Abnehmbarer Bergebeutel 130 x 180 mm (600 ml), 10 mm	5/50
899112	Abnehmbarer Bergebeutel 190 x 230 mm (1150 ml), 12 mm	5/50
899104	Abnehmbarer Bergebeutel 190 x 230 mm (1150 ml), 15 mm	5/50

Monopolare L-Haken-Elektrode



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899100	Monopolare L-Haken-Elektrode 5 mm, 33 cm	10/100
899101	Monopolare L-Haken-Elektrode 5 mm, 33 cm, mit Kabel	10/100

Monopolare Scheren



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899216	Monopolare Schere – Metzenbaum, 5 mm, 33 cm	10/100
899217	Monopolare Schere – Mini Metzenbaum, 5 mm, 33 cm	10/100
899218	Monopolare Schere – Metzenbaum, 5 mm, 45 cm	10/100

Veressnadeln



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899105	Veressnadel 120 mm	25/200
899106	Veressnadel 150 mm	25/200

Monopolare Instrumentenkabel



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899110	Monopolares Instrumentenkabel 4 mm	40/400
899111	Monopolares Instrumentenkabel 8 mm	40/400

Saug-/Spülsystem



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899107	Saug-/Spülsystem, Doppeldorn 5 mm, 33 cm	10/20
899108	Saug-/Spülsystem, Doppeldorn 5 mm, 45 cm	10/20
899109	Saug-/Spülansatz 10 mm, 33 cm	10/20



Pulsed Lavage System

Unser Pulsed Lavage System mit Hochdruckfunktion für den Einmalgebrauch reinigt in der Endoprothetik wirksam Knochen und entfernt Wundbeläge.

Dadurch wird das Eindringen des Zements in die Spongiosa verbessert und die Fixierung des Implantats potentiell verstärkt. Somit wird die Revisionsrate verringert. Es eignet sich darüber hinaus als wirksames mechanisches Debridement für die Reinigung von Wunden, das Entfernen von Schmutz und nekrotischem Gewebe.

Diese Produkte können natürlich auch in unsere kundenspezifischen orthopädischen Mölnlycke OP-Trays integriert werden.

Keine versteckten Kosten, alles ist enthalten

- Ergonomisches und komfortables Handstück
- Kurze Fächerstrahlspitze mit Spritzschutz
- Lange Femurkanalspitze
- Integriertes Absaugen und Spülen
- Reinigungsstab für die Behebung von potenziellen Verstopfungen in der Femoralspitze

In zwei Ausführungen erhältlich

1. AC-Adapter: Eine umweltfreundliche Ausführung, die eine Verwendung von Alkali-Batterien überflüssig macht. Handstück für den Einmalgebrauch und wiederverwendbarer Wechselstromadapter.
2. Integrierte Batterien: Eine flexible und mobile Ausführung mit integrierten Batterien im Handstück, für schnelles und einfaches Herausnehmen der Batterien.

Pulsed Lavage System, Wechselstromversorgung



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
9750000*	Pulsed Lavage System, Wechselstromversorgung	-/5

Pulsed Lavage System, mit integrierten Batterien



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
9750001	Pulsed Lavage System, mit integrierten Batterien	-/5

AC-Adapter



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
9752040	AC-Adapter (CH) (AC 100-240 V)	-/1

Femoraler Bürstenaufsatz



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
9751000**	Femoraler Bürstenaufsatz	-/10
9751001	Kleine Konusspitze, 30 mm (ohne Abbildung)	-/10
9751002	Koaxiale Röhrenspitze, 23 cm (ohne Abbildung)	-/10

* AC-Ausführung zusammen mit OP-Trays verfügbar. Batterie-Ausführung in Kürze auch für den Einsatz in OP-Trays verfügbar.
** Femoraler Bürstenaufsatz verfügbar – entweder steril einzeln verpackt oder im kundenspezifischen OP-Tray.



BARRIER® OP-Bekleidung

Das Sortiment von BARRIER OP-Bekleidung umfasst verschiedenste Produkte, die dem Schutz vor bakterieller Kontamination des OP-Personals und der OP-Wunde dienen.

BARRIER OP-Mäntel bieten unterschiedliche Schutzstufen, um sowohl kurze Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen als auch lange Eingriffe mit hohem bis sehr hohem Flüssigkeitsaufkommen abzudecken. Die OP-Mäntel der Leistungsstufe Hoch sind im kritischen Ärmel- und Frontbereich mit einer Polyethylenfolie verstärkt oder sogar ganzflächig undurchlässig, um den Schutz vor Kontaminationen für das OP-Personal und der OP-Wunde zu erhöhen.

Ein Grossteil der BARRIER OP-Mäntel bieten bei längeren Eingriffen ein hohes Komfortlevel dank des atmungsaktiven und weichen Materials.

BARRIER OP-Hauben bieten ebenfalls hohen Komfort und schützen das OP-Gebiet vor herabfallenden Partikeln.⁶

BARRIER Medizinische Gesichtsmasken (OP-Masken) werden aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt. Sie bieten hohe Filtereigenschaften und teilweise einen Spritzschutz.⁷

Unsere Bereichskleidung wurde entwickelt, um gleichzeitig Schutz und Sicherheit für den Patienten als auch Komfort für das OP-Team zu gewährleisten. Das umfangreiche Sortiment an Einwegbereichskleidung und Wärmejacken bieten Frische und Sicherheit jeden Tag. Einwegbereichskleidung trägt weiterhin zur Infektionskontrolle im Krankenhaus bei.⁴

Die Clean Air Suit sorgt für eine effektive Infektionskontrolle⁵, z.B. in Bereichen wie der Orthopädie, wo diese besonders benötigt wird und reduziert das Risiko einer bakteriellen Kontamination über die Luft durch Freisetzung von Hautpartikeln des Personals in die Umgebung.

Mölnlycke bietet noch weitere Ergänzungsprodukte für die Sicherheit und den Komfort des OP-Personals an, z.B. Bekleidungsprodukte, wie Schutzmäntel und -schürzen.

OP-Mäntel aus SMS-Material

BARRIER OP-Mantel Ultimate




Ergonomisches Design

Für ultimativen Schutz und Komfort

- Sehr weiches und geräuscharmes Material
- Maximale Atmungsaktivität für ultimativen Komfort
- Stark flüssigkeitsabweisendes SMS-Material für erhöhten Schutz
- Ergonomische Passform für mehr Bewegungsfreiheit
- Erhältlich in den Varianten verstärkt (HP) und unverstärkt (SP)

BARRIER OP-Mantel Universal



Für Rundum-Schutz und Einfachheit

- Grosszügig geschnittener Mantel für universelle Passform
- Flüssigkeitsabweisendes SMS-Material für mittellange Eingriffe mit mittlerem bis hohem Flüssigkeitsaufkommen
- T-Schnitt für gute Passform; extra lange Ärmel, um das Hochrutschen der Bündchen zu verhindern
- Erhältlich in den Varianten verstärkt (HP) und unverstärkt (SP)

BARRIER OP-Mantel Primary




Für leichten Schutz und Einfachheit

- Leichtes Material für Mobilität und Flexibilität
- Flüssigkeitsabweisendes SMS-Material für kurze Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen
- T-Schnitt für gute Passform
- Erhältlich in den Varianten verstärkt (HP) und unverstärkt (SP)

OP-Mäntel aus Spunlace-Material

BARRIER OP-Mantel Classic



Ergonomisches Design

Für ausgezeichnete Weichheit und hohen Komfort

- Sehr weiches Material für verbesserten Komfort
- Flüssigkeitsabweisendes Spunlace Material für Eingriffe mit mittlerem Flüssigkeitsaufkommen
- Ergonomische Passform für mehr Bewegungsfreiheit
- Erhältlich in den Varianten verstärkt (HP) und unverstärkt (SP)

OP-Mäntel aus Laminat

BARRIER OP-Mantel FPP*



Ergonomisches Design

Für maximalen Schutz vor Flüssigkeiten

- Leichtes, atmungsaktives Material für gute Wärmeregulierung
- Mikroporen beugen der Schweißbildung vor, während die Polyethylenfolie Flüssigkeitspenetration verhindert
- Undurchlässig für Körperflüssigkeiten über die gesamte Oberfläche für den höchsten Schutz
- Ergonomische Passform für mehr Bewegungsfreiheit

* Fluid Protection Plus

OP-Mäntel Ultimate Standard


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
680102	Größe L: 121 cm*	18/36
680103	Größe L-L: 137 cm*	16/32
680104	Größe XL: 132 cm*	16/32
680105	Größe XL-L: 148 cm*	16/32
680106	Größe XXL-L: 147 cm*	14/28

* Krepp verpackt, inkl. 2 Handtücher

OP-Wickelmantel aus hoch flüssigkeitsabweisendem innovativem und äusserst leistungsstarkem SMS Material mit zusätzlicher Imprägnierung für einen hohen Schutz bei Eingriffen mit geringem bis mittlerem Flüssigkeitsaufkommen. Ultimativer Tragekomfort durch besonders weiches, atmungsaktives Material und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch ergonomischen Schnitt. Die Premium Lösung mit hoher Sicherheit und höchstem Komfort. Dispenserbox für eine hygienische und platzsparende Lagerung.

OP-Mäntel Ultimate verstärkt


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
690102	Größe L: 121 cm*	16/32
690103	Größe L-L: 137 cm*	14/28
690104	Größe XL: 132 cm*	14/28
690105	Größe XL-L: 148 cm*	14/28
690106	Größe XXL: 147 cm*	12/24
690107	Größe XXL-XL: 167 cm*	12/24

* Krepp verpackt, inkl. 2 Handtücher


OP-Wickelmantel aus hoch flüssigkeitsabweisendem innovativem und äusserst leistungsstarkem SMS Material mit zusätzlicher Imprägnierung für einen hohen Schutz bei Eingriffen mit mittlerem bis hohem Flüssigkeitsaufkommen. Ultimativer Tragekomfort durch besonders weiches, atmungsaktives Material und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch ergonomischen Schnitt. Die grosszügige, undurchlässige und atmungsaktive Verstärkung sorgt für hohen Schutz im kritischen Bereich. Die Premium Lösung mit hoher Sicherheit und höchstem Komfort. Dispenserbox für eine hygienische und platzsparende Lagerung.

OP-Mäntel Classic verstärkt


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
660101	Größe L: 121 cm*	18/36
660102	Größe L-L: 131 cm*	18/36
660105	Größe XL: 132 cm*	16/32
660106	Größe XL-L: 145 cm*	16/32
660111	Größe XXL-L: 148 cm*	16/32
660110	Größe XXL-XL: 161 cm*	16/32


* Krepp verpackt, inkl. 2 Handtücher

OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem Spunlace Material bietet hohen Schutz und Komfort für Eingriffe mit mittlerem bis hohem Flüssigkeitsaufkommen. Hoher Tragekomfort durch textillähnliches, atmungsaktives Material und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch ergonomischen Schnitt. Die grosszügige, undurchlässige und atmungsaktive Verstärkung sorgt für hohen Schutz im kritischen Bereich. Der Klassiker mit hoher Sicherheit und hohem Komfort. Vakuumverpackt plus zusätzliche Dispenserbox für eine hygienische und platzsparende Lagerung.

OP-Mäntel Classic Standard


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
650101	Größe M: 121 cm*	20/40
650102	Größe L: 121 cm*	20/40
650104	Größe L-L: 131 cm*	20/40
650108	Größe XL: 132 cm*	18/36
650110	Größe XL-L: 145 cm*	18/36
650114	Größe XXL-L: 148 cm*	18/36
650113	Größe XXL-XL: 161 cm*	16/32

OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem Spunlace Material bietet hohen Schutz und Komfort für Eingriffe mit geringem bis mittlerem Flüssigkeitsaufkommen. Hoher Tragekomfort durch textillähnliches, atmungsaktives Material und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch ergonomischen Schnitt. Der Klassiker mit hoher Sicherheit und hohem Komfort. Vakuumverpackt plus zusätzliche Dispenserbox für eine hygienische und platzsparende Lagerung.

Armschützer


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
623501	48 cm lang, mit Ärmelbund, einzeln verpackt	30/180
962350	48 cm lang, mit Ärmelbund, einzeln verpackt	

OP-Mantel Set Classic verstärkt



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
660109	Größen 2 x XL-L + 1 x L-L, 145/131 cm, ohne Handtücher, Krepp verpackt	6/12

OP-Mantel Set mit drei Classic OP-Mänteln verstärkt.

OP-Mantel Set Classic Standard


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
650112	Größen 2 x XL-L + 1 x L-L, 145/131 cm, ohne Handtücher, Krepp verpackt	6/12

OP-Mantel Set mit drei Classic OP-Mänteln Standard.

OP-Bindemäntel Classic


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
640101	Größe L: 120 cm*	20/40
640102	Größe L: 120 cm**	22/44
640103	Größe XL-L: 141 cm**	20/40

* Krepp verpackt, inkl. 2 Handtücher
** Krepp verpackt, inkl. 1 Handtuch

OP-Bindemantel aus flüssigkeitsabweisendem Spunlace Material als Standard in Schutz und Sicherheit. Hoher Tragekomfort durch weiches und atmungsaktives Material. Die fehlende Überlappung im Rücken sorgt für hohen thermischen Komfort.

OP-Mantel Universal verstärkt




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
93000721	Größe L: 127 cm*	-/24
93000722	Größe L-L: 142 cm*	-/24
93000723	Größe XL: 137 cm*	-/24
93000724	Größe XL-L: 152 cm*	-/22
93000725	Größe XXL-L: 167 cm*	-/20

* Krepp verpackt, inkl. 2 Handtücher

OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem SMS Material mit zusätzlicher Imprägnierung für hohen Schutz für Eingriffe mit mittlerem Flüssigkeitsaufkommen. Grosszügig geschnittener Mantel für universelle Passform und gute Bewegungsfreiheit. Mit extra langen Ärmeln, die das Hochrutschen der Bündchen aus den OP-Handschuhen vermeiden. Die Verstärkung sorgt für zusätzlichen Schutz in den kritischen Bereichen. Die Universal-Lösung mit gutem Komfort und hoher Sicherheit.

OP-Mantel Universal Standard




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
93000621	Größe L: 127 cm*	-/26
93000622	Größe L-L: 142 cm*	-/26
93000623	Größe XL: 137 cm*	-/26
93000624	Größe XL-L: 152 cm*	-/24
93000625	Größe XXL-L: 167 cm*	-/22

* Krepp verpackt, inkl. 2 Handtücher

OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem SMS Material mit zusätzlicher Imprägnierung für hohen Schutz. Ideal für Eingriffe mit geringem bis mittlerem Flüssigkeitsaufkommen. Grosszügig geschnittener Mantel für universelle Passform und gute Bewegungsfreiheit. Mit extra langen Ärmeln, die das Hochrutschen der Bündchen aus den OP-Handschuhen vermeiden. Die Universal-Lösung mit gutem Komfort und hoher Sicherheit.

OP-Mäntel FPP (Fluid Protection Plus)



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
670102	Größe L: 121 cm*	32/64
670103	Größe L-L: 131 cm*	30/60
670104	Größe XL: 132 cm*	28/56
670105	Größe XL-L: 145 cm*	28/56
670107	Größe XXL-L: 148 cm*	26/52
670106	Größe XXL-XL: 161 cm*	28/56

* Krepp verpackt, inkl. 2 Handtücher

Ganzflächiger flüssigkeitsundurchlässiger OP-Wickelmantel, gefertigt aus einem einzigartigen, ultraleichten, flüssigkeitsundurchlässigen und dennoch atmungsaktiven Material für Eingriffe mit intensivem Flüssigkeitsaufkommen oder für Hochrisikoeingriffe. Vakuumverpackt für eine sichere, hygienische und platzsparende Lagerung.

OP-Mäntel Classic Urologie




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
670301	Größe L: 141 cm*	16/32
670302	Größe XL: 160 cm*	16/32

* Krepp verpackt, inkl. 2 Handtücher

Der OP-Mantel Urologie besteht im Front- und Ärmelbereich aus flüssigkeitsundurchlässiger PE-Folie für höchsten Schutz bei urologischen Eingriffen mit hohem Flüssigkeitsaufkommen. Durch den weiten Schnitt besonders für urologische Eingriffe im Sitzen geeignet. Das offene Rückenteil sorgt für zusätzlichen Komfort. Vakuumverpackt für eine sichere, hygienische und platzsparende Lagerung.


OP-Mäntel Primary verstärkt



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
98000722	Größe L: 127 cm*	-/30
98000723	151 cm, 2 Handtücher, Krepp verpackt, L-L	-/28
98000724	127 cm, 2 Handtücher, Krepp verpackt, XL	-/28
98000725	Größe XL-L: 152 cm*	-/26

OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem SMS Material für alle kleineren, weniger komplexen Eingriffe, die von kürzerer Dauer sind und bei denen weniger Flüssigkeit anfällt. Die undurchlässige Verstärkung im kritischen Bereich sorgt für zusätzlichen Schutz. Die wirtschaftliche Lösung für den stationären und ambulanten Bereich.

OP-Mäntel Primary Standard



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
98000622	Größe L: 127 cm*	-/42
98000623	151 cm, 2 Handtücher, Krepp verpackt, L-L	-/42
98000624	127 cm, 2 Handtücher, Krepp verpackt, XL	-/42
98000625	Größe XL-L: 152 cm*	-/42

OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem SMS Material für alle kleineren, weniger komplexen Eingriffe, die von kürzerer Dauer sind und bei denen weniger Flüssigkeit anfällt. Die wirtschaftliche Lösung für den stationären und ambulanten Bereich.

OP-Haube Basic, Annie



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
621500	Barett, farblich sortiert, Gr. L	150/600
621715	Barett, blau, Gr. M	150/600
621725	Barett, grün, Gr. M	150/600
621815	Barett, blau, Gr. L	150/600
621825	Barett, grün, Gr. L	150/600
621925	Barett, grün, Gr. XL	150/600

M = 50 cm
L = 55 cm
XL = 60 cm

OP-Haube Basic



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42620	Barett, blau, Einheitsgrösse	100/600
42630	Barett, grün, Einheitsgrösse	100/600



OP-Haube Basic, Annie Pro



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
621845	Barett, grün, Schweißband	120/480

OP-Haube Basic, Charlotte



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
620900	Patientenhaube, weiss, Gr. M	-/200

M = 50 cm

OP-Haube Extra Komfort, Flott



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42013	Barett, grün, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	100/400



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
70042013	Barett, grün, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	100/600

OP-Haube Extra Komfort, Flair



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42112	mit Mittelnaht, grün, speziell für volles Haar, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	60/480



Alle OP-Hauben und -Masken sind unsteril.

OP-Haube Standard, Tuck



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
620100	Astronautenhaube, grün	100/500
620105	Astronautenhaube, blau	100/500

OP-Haube Standard, Glenn



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
620200	Astronautenhaube mit Schweissband im Stirnbereich und Kragen, grün	40/200

OP-Haube Extra Komfort, All Lady



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42071	Astronautenhaube für Frauen, grün, auch für längeres Haar geeignet, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	120/960

OP-Haube Extra Komfort, All



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42072	Astronautenhaube, blau, auch für längeres Haar geeignet, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	120/960
42073	Astronautenhaube, grün, auch für längeres Haar geeignet, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	120/960

OP-Haube Extra Komfort, All Pro



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42074	Astronautenhaube mit Schweissband im Stirnbereich, grün, auch für längeres Haar geeignet, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	70/560



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42076	Astronautenhaube mit Schweissband im Stirnbereich und Kragen, grün, auch für längeres Haar geeignet, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	50/400

OP-Haube Standard, Kosack



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
621000	mit elastischem Nackenband, grün	100/500
621001	mit elastischem Nackenband, violett	100/500
621005	mit elastischem Nackenband, blau	100/500

OP-Haube Extra Komfort, Miss



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42022	mit elastischem Nackenband, blau, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	120/960
42023	mit elastischem Nackenband, grün, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	120/960



OP-Haube Standard, Flory



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
620500	Schwesternschleier, mit variablem Stirnbereich und Bindebändern grün/weiss	100/500

OP-Haube Extra Komfort, Chic



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42033	Schwesternschleier mit variablem Stirnbereich und Bindebändern, grün, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	100/800
42034	Schwesternschleier mit variablem Stirnbereich und Bindebändern, blau, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	100/800

OP-Haube Standard, Peggy



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
621700	mit elastischem Nackenband, grün, speziell für langes Haar	100/500

OP-Haube extra Komfort, Top



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42093	mit elastischem Nackenband, grün, speziell für langes Haar, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	120/960



OP-Haube Standard, Jack



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
620300	Schiffchenform, grün	100/500

OP-Haube Extra Komfort, Elast



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42062	Schiffchenform, blau aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	150/1200
42063	Schiffchenform, grün, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	150/1200

OP-Haube Spezial, Commodus



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
622010	mit integriertem Schweissband	60/300

OP-Haube Standard, Eurocap



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
620800	Schiffchenform, blau, Einheitsgrösse	100/500
620810	Schiffchenform, grün, Einheitsgrösse	100/500

Haubenübersicht

Art.-Nr.	Artikelname	Farbe	latexfrei	Schweißband	mit Gummizug	elast. Nackenband	langes Haar	weibl. Personal	männl. Personal	Patienten	Material
Barettform											
620900	OP-Haube Charlotte	weiss	•	•					•		P
621845	OP-Haube Annie Pro	grün	•	•	•	•	•	•	•	•	P
42620	OP-Haube Basic	blau		•		•	•	•	•	•	P
42630	OP-Haube Basic	grün		•		•	•	•	•	•	P
621500	OP-Haube Annie, farbl. sort.	bunt	•	•		•	•	•	•	•	P
621715	OP-Haube Annie, M	blau	•	•		•	•	•	•	•	P
621725	OP-Haube Annie, M	grün	•	•		•	•	•	•	•	P
621815	OP-Haube Annie, L	blau	•	•		•	•	•	•	•	P
621825	OP-Haube Annie, L	grün	•	•		•	•	•	•	•	P
621925	OP-Haube Annie, XL	grün	•	•		•	•	•	•	•	P
42013	OP-Haube Flott	grün		•		•	•	•	•	•	C
70042013	OP-Haube Flott	grün	•	•		•	•	•	•	•	C
42113	OP-Haube Flair	grün		•		•	•	•	•	•	C
Astronautenform											
620100	OP-Haube Tuck	grün	•			•	•	•			V
620105	OP-Haube Tuck	blau	•			•	•	•			V
42071	OP-Haube All Lady	grün	•			•	•				C
620200	OP-Haube Glenn	grün	•	•		•	•	•			V
42072	OP-Haube All	blau	•			•	•	•			C
42073	OP-Haube All	grün	•			•	•	•			C
42074	OP-Haube All Pro	grün	•	•		•	•	•			C
42076	OP-Haube All Pro	grün	•	•		•	•	•			C
Spezial											
620300	OP-Haube Jack	grün	•					•			V
621700	OP-Haube Peggy	grün	•	•	•	•	•	•			V
621000	OP-Haube Kosack	grün	•	•	•	•	•				V
621001	OP-Haube Kosack	violett	•	•	•	•	•				V
621005	OP-Haube Kosack	blau	•	•	•	•	•				V
620500	OP-Haube Flory	grün	•			•	•	•			V
620500	OP-Haube Eurocap	blau	•					•			V
620800	OP-Haube Eurocap	grün	•					•			V
42062	OP-Haube Elast	blau	•					•			C
42063	OP-Haube Elast	grün	•					•			C
42093	OP-Haube Top	grün		•	•	•	•	•			C
622010	OP-Haube Commodus	rün	•	•	•			•	•		V
42033	OP-Haube Chic	grün	•			•	•	•			C
42034	OP-Haube Chic	blau	•			•	•	•			C
42022	OP-Haube Miss	blau		•		•	•	•			C
42023	OP-Haube Miss	grün		•		•	•	•			C

V = Viskose-Polyester, C = Viskose-Cellulose-Polyester, P = Polypropylen

OP-Maske Standard mit Ohrschlaufen

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4237	Bindebänder, geblümt	60/600

OP-Maske mit Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4311	Ohrschlaufen, blau	50/600

OP-Maske mit Ohrschlaufen und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
657200	Ohrschlaufen, blau	50/600

OP-Maske mit Ohrschlaufen und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42270	Ohrschlaufen, blau	50/500

OP-Maske mit Ohrschlaufen und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



OP-Maske Standard

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4302	Bindebänder, grün	50/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4239	Bindebänder, grün	60/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
657000	Bindebänder, blau	60/360

OP-Maske mit extra langen Bindebändern, einem weichen Innenvlies und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42280	Bindebänder, blau	60/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4230	OP-Maske für empfindliche Haut aus Zellulose, mit Bindebändern, blau	60/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Für besonders empfindliche Haut geeignet. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Alle OP-Hauben und -Masken sind unsteril.

OP-Maske Spezial



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
657100	Bindebänder, extrabreite Maske für Barträger, blau	60/360

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
658200	Ohrschlaufen mit Formhalter, grün	50/500

OP-Maske mit Ohrschlaufen und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4231	OP-Maske für empfindliche Haut aus Zellulose, mit Bindebändern, antifog, blau	60/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Für besonders empfindliche Haut geeignet und für Brillenträger durch antifog. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
658300	OP-Maske für empfindliche Haut mit Bindebändern, Formhalter, weiss	60/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Für besonders empfindliche Haut geeignet. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



OP-Maske Spezial



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
657010	Bindebänder, antifog, blau	60/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen und speziell für Brillenträger durch antifog. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
657030	Bindebänder, antifog, Blendschutz und Visier, blau	50/300

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
658000	Bindebänder mit Formhalter, grün	60/600
658010	Bindebänder mit Formhalter, antifog, grün	60/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4238	OP-Maske für empfindliche Haut mit Bindebändern, antifog, Anti-Reflektionsstreifen, grün	60/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Für besonders empfindliche Haut geeignet. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



OP-Maske Extra Protection



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4232	OP-Maske für empfindliche Haut aus Zellulose, mit Bindebändern, antifog, spritzfest, Blendschutz und Visier, blau	50/200

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Wirkungsvolles 4-Lagen-Design garantiert eine effiziente Barriere gegenüber bakteriellen Kontaminationen. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Für besonders empfindliche Haut geeignet und für Brillenträger durch antifog. Geeignet für alle Eingriffe mit hohem bis sehr hohem Flüssigkeitsaufkommen. EN Maske Typ II R mit 4-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4267	OP-Maske aus Zellulose mit Ohrschlaufen, antifog, spritzfest, Visier, resistent gegen Flüssigkeitsspritzer, blau	50/200

OP-Maske mit Ohrschlaufen und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Wirkungsvolles 4-Lagen-Design garantiert eine effiziente Barriere gegenüber bakteriellen Kontaminationen. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Für besonders empfindliche Haut geeignet und für Brillenträger durch antifog. Geeignet für alle Eingriffe mit hohem bis sehr hohem Flüssigkeitsaufkommen. EN Maske Typ II R mit 4-Lagen-Design.



OP-Maske Extra Protection



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4234	OP-Maske für empfindliche Haut aus Zellulose, mit Bindebändern, antifog, spritzfest, grün	50/500
4236	OP-Maske für empfindliche Haut aus Zellulose, mit Bindebändern, antifog, spritzfest, violett	50/500

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Wirkungsvolles 4-Lagen-Design garantiert eine effiziente Barriere gegenüber bakteriellen Kontaminationen. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Für besonders empfindliche Haut geeignet und für Brillenträger durch antifog. Geeignet für alle Eingriffe mit hohem bis sehr hohem Flüssigkeitsaufkommen. EN Maske Typ II R mit 4-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4224	OP-Maske aus Zellulose mit Ohrschlaufen, antifog, spritzfest, resistent gegen Flüssigkeitsspritzer, blau	50/500

OP-Maske mit Ohrschlaufen und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Wirkungsvolles 4-Lagen-Design garantiert eine effiziente Barriere gegenüber bakteriellen Kontaminationen. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Für besonders empfindliche Haut geeignet und für Brillenträger durch antifog. Geeignet für alle Eingriffe mit hohem bis sehr hohem Flüssigkeitsaufkommen. EN Maske Typ II R mit 4-Lagen-Design.



Filterierende Halbmaske zum Schutz gegen Partikel



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42904	FFP2 Maske mit blauen Gummibändern, weiss	20/200

Maskenübersicht

Art.-Nr.	Artikelname	Ohrschlaufe	Bindeband	Lagen	Farbe	für empfindliche Haut	antifog	spritzfest	weiss / ohne Druckfarbe	Formhalter	Barträger, extra breit	Visier	gepolsterter Nasenbügel
OP-Masken Standard / EN 14683 Typ II													
4311	OP-Maske Basic	•		3-lagig	blau								
657200	OP-Maske Standard	•		3-lagig	blau								
42270	OP-Maske Standard	•		3-lagig	blau								
4237	OP-Maske Standard		•	3-lagig	geblümt								
4302	OP-Maske Basic		•	3-lagig	grün								
4239	OP-Maske Standard		•	3-lagig	grün								
657000	OP-Maske Standard		•	3-lagig	blau								
42280	OP-Maske Standard		•	3-lagig	blau								
4230	OP-Maske Standard		•	3-lagig	blau	•							
OP-Masken Spezial / EN 14683 Typ II													
657100	OP-Maske Spezial		•	3-lagig	blau						•		
658200	OP-Maske Spezial	•		3-lagig	grün				•				
658000	OP-Maske Spezial		•	3-lagig	grün				•				
658010	OP-Maske Spezial		•	3-lagig	grün	•			•				
4231	OP-Maske Spezial		•	3-lagig	blau	•	•					•	
4238	OP-Maske Spezial		•	3-lagig	grün	•							
657010	OP-Maske Spezial		•	3-lagig	blau	•							
657030	OP-Maske Spezial		•	3-lagig	blau	•						•	
658300	OP-Maske Spezial		•	3-lagig	weiss	•		•	•				
OP-Masken Extra Protection / EN 14683 Typ IIR													
4232	OP-Maske Extra Protection		•	4-lagig	blau	•	•	•				•	
4224	OP-Maske Extra Protection	•		4-lagig	blau		•	•					
4267	OP-Maske Extra Protection	•		4-lagig	blau		•	•				•	
4236	OP-Maske Extra Protection		•	4-lagig	violett	•	•	•					
4234	OP-Maske Extra Protection		•	4-lagig	blau		•	•					
Filterierende Halbmaske zum Schutz gegen Partikel / EN 149:2001													
42904	Filterierende Halbmaske, FFP2				weiss								

Alle BARRIER®-Masken sind latexfrei.

Alle OP-Hauben und -Masken sind unsteril.

Bereichskleidung Shirt Unisoft in 3 Farben



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
18600	Shirt, grün, XS	-/48
18610	Shirt, grün, S	-/48
18620	Shirt, grün, M	-/48
18630	Shirt, grün, L	-/48
18640	Shirt, grün, XL	-/48
18650	Shirt, grün, XXL	-/48
18660	Shirt, grün, XXXL	-/48
18670	Shirt, grün, XXXXL	-/48

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
21600	Shirt, blau, XS	-/48
21610	Shirt, blau, S	-/48
21620	Shirt, blau, M	-/48
21630	Shirt, blau, L	-/48
21640	Shirt, blau, XL	-/48
21650	Shirt, blau, XXL	-/48
21660	Shirt, blau, XXXL	-/48
21670	Shirt, blau, XXXXL	-/48

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
24600	Shirt, violett, XS	-/48
24610	Shirt, violett, S	-/48
24620	Shirt, violett, M	-/48
24630	Shirt, violett, L	-/48
24640	Shirt, violett, XL	-/48
24650	Shirt, violett, XXL	-/48
24660	Shirt, violett, XXXL	-/48
24670	Shirt, violett, XXXXL	-/48

Bereichskleidung Set (Shirt und Hose) Basic, in 2 Farben



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
836109	Shirt und Hose, blau, S	-/45
836209	Shirt und Hose, blau, M	-/45
836309	Shirt und Hose, blau, L	-/45
836409	Shirt und Hose, blau, XL	-/45
832109	Shirt und Hose, violett, S	-/45
832209	Shirt und Hose, violett, M	-/45
832309	Shirt und Hose, violett, L	-/45
832409	Shirt und Hose, violett, XL	-/45

Bereichskleidung Tunnelzughose Unisoft, in 3 Farben



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
18700	Tunnelzughose, grün, XS	-/48
18710	Tunnelzughose, grün, S	-/48
18720	Tunnelzughose, grün, M	-/48
18730	Tunnelzughose, grün, L	-/48
18740	Tunnelzughose, grün, XL	-/48
18750	Tunnelzughose, grün, XXL	-/48
18760	Tunnelzughose, grün, XXXL	-/48
18770	Tunnelzughose, grün, XXXXL	-/48

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
21700	Tunnelzughose, blau, XS	-/48
21710	Tunnelzughose, blau, S	-/48
21720	Tunnelzughose, blau, M	-/48
21730	Tunnelzughose, blau, L	-/48
21740	Tunnelzughose, blau, XL	-/48
21750	Tunnelzughose, blau, XXL	-/48
21760	Tunnelzughose, blau, XXXL	-/48
21770	Tunnelzughose, blau, XXXXL	-/48

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
24700	Tunnelzughose, violett, XS	-/48
24710	Tunnelzughose, violett, S	-/48
24720	Tunnelzughose, violett, M	-/48
24730	Tunnelzughose, violett, L	-/48
24740	Tunnelzughose, violett, XL	-/48
24750	Tunnelzughose, violett, XXL	-/48
24760	Tunnelzughose, violett, XXXL	-/48
24770	Tunnelzughose, violett, XXXXL	-/48

Wärmejacke Unisoft, grün



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
18001	Wärmejacke, grün, S	-/48
18010	Wärmejacke, grün, M	-/48
18020	Wärmejacke, grün, L	-/48
18030	Wärmejacke, grün, XL	-/48
18040	Wärmejacke, grün, XXL	-/48
18050	Wärmejacke, grün, XXXL	-/48

Wärmejacke Unisoft, blau



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
28000	Wärmejacke, blau, S	-/48
28010	Wärmejacke, blau, M	-/48
28020	Wärmejacke, blau, L	-/48
28030	Wärmejacke, blau, XL	-/48
28040	Wärmejacke, blau, XXL	-/48
28050	Wärmejacke, blau, XXXL	-/48

Clean Air Suit, Shirt



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
842000	Reinraumshirt blau, mit Bündchen an Ärmeln und Taille, XS	-/28
842100	Reinraumshirt blau, mit Bündchen an Ärmeln und Taille, M	-/22
842200	Reinraumshirt blau, mit Bündchen an Ärmeln und Taille, L	-/22
842300	Reinraumshirt blau, mit Bündchen an Ärmeln und Taille, XL	-/20
842400	Reinraumshirt blau, mit Bündchen an Ärmeln und Taille, XXL	-/18
842500	Reinraumshirt blau, mit Bündchen an Ärmeln und Taille, XXXL	-/18
842600	Reinraumshirt blau, mit Bündchen an Ärmeln und Taille, XXXL	-/16

Clean Air Suit, Hose



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
843000	Hose mit Tunnelzug und Bündchen an den Beinen, blau, XS	-/28
843100	Hose mit Tunnelzug und Bündchen an den Beinen, blau, M	-/22
843200	Hose mit Tunnelzug und Bündchen an den Beinen, blau, M	-/22
843300	Hose mit Tunnelzug und Bündchen an den Beinen, blau, L	-/20
843400	Hose mit Tunnelzug und Bündchen an den Beinen, blau, XL	-/18
843500	Hose mit Tunnelzug und Bündchen an den Beinen, blau, XXL	-/18
843600	Hose mit Tunnelzug und Bündchen an den Beinen, blau, XXXL	-/16

Wärmejacke Unisoft, violett



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
24000	Wärmejacke, violett, S	-/48
24010	Wärmejacke, violett, M	-/48
24020	Wärmejacke, violett, L	-/48
24030	Wärmejacke, violett, XL	-/48
24040	Wärmejacke, violett, XXL	-/48
24050	Wärmejacke, violett, XXXL	-/48

Wärmejacke Unisoft, violett mit Halbarm



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
22300	Wärmejacke, violett, S	-/48
22310	Wärmejacke, violett, M	-/48
22320	Wärmejacke, violett, L	-/48
22330	Wärmejacke, violett, XL	-/48
22340	Wärmejacke, violett, XXL	-/48

Wärmejacke Unisoft, grün mit Halbarm



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
18300	Wärmejacke, grün, S	-/48
18310	Wärmejacke, grün, M	-/48
18320	Wärmejacke, grün, L	-/48
18330	Wärmejacke, grün, XL	-/48
18340	Wärmejacke, grün, XXL	-/48

Wärmejacke Unisoft, weiss mit Halbarm



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
25300	Wärmejacke, weiss, S	-/48
25310	Wärmejacke, weiss, M	-/48
25320	Wärmejacke, weiss, L	-/48
25330	Wärmejacke, weiss, XL	-/48
25340	Wärmejacke, weiss, XXL	-/48

Wärmejacke Basic, blau



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
831010	Wärmejacke, blau, S	-/30
831020	Wärmejacke, blau, M	-/30
831030	Wärmejacke, blau, L	-/30
831040	Wärmejacke, blau, XL	-/30

Schutzmantel unsteril



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
1901	114 cm lang, gelb, L	-/50
1902	114 cm lang, blau, L	-/50
1903	114 cm lang, grün, L	-/50
1904	114 cm lang, weiss, L	-/50
1905	114 cm lang, dunkelblau, L	-/50
1921	127 cm lang, gelb, XL	-/50
1922	127 cm lang, blau, XL	-/50
1923	127 cm lang, grün, XL	-/50
1924	127 cm lang, weiss, XL	-/50
1925	127 cm lang, dunkelblau, XL	-/50

Schutzmantel unsteril, mit Strickbündchen



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
19055	114 cm lang, blau, L	-/50
19255	127 cm lang, blau, XL	-/45

Schutzmantel steril



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
616650	120 cm lang, blau, L	26/52

Schutzmantel unsteril, undurchlässig



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
1931	124 cm lang, gelb, L	-/50
1932	124 cm lang, blau, L	-/50
1933	142 cm lang, gelb, XL	-/40
1934	142 cm lang, blau, XL	-/40

Einwegschürze



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
613000	2-lagiges Laminat 115 x 75 cm, weiss	-/200
613100	2-lagiges Laminat 145 x 75 cm, weiss	-/150
613350	Polyethylen 140 x 81 cm, weiss	100/500

Besucher Set

-/30 1809



Stück	Beschreibung
1	Schutzmantel, unbeschichtet, blau, L,
2	Schuhüberzüge, blau
1	OP-Haube, blau
1	OP-Maske mit Ohrenschlaufen, blau

Patientenhemd



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
616550	Patientenhemd, ohne Ärmel, blau	10/140

Schuhüberzüge



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
359000	Schuhüberzug, Plastik, blau, 36 x 15 cm	-/1000

Patientenhemd



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
616560	Patientenhemd, Kurzarm, blau	10/140

Schuhüberzüge



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
359070	Schuhüberzug, Vlies/Plastik 35g/m ² , 39,5 x 16,5 cm, weiss/blau	-/400

Patientenwärmedecke



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
629998	Vliesstoff 130 x 95 cm	-/40
629999	Vliesstoff 130 x 190 cm	-/20

Patientenwärmedecke EasyWarm



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
629900	Aktive selbstwärmende Patientendecke, 92 x 152 cm, mit 12 luftaktivierten Wärmepads (13 x 10 cm), die in Taschen auf der Oberfläche integriert sind.	-/10

Patientenwärmedecke EasyWarm+



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
629910	Aktive selbstwärmende Patientendecke in 2-teiligem Design, 110/150 x 200 cm, mit 12 luftaktivierten Wärmepads (13 x 10 cm), die in Taschen auf der Oberfläche integriert sind.	-/7

BARRIER® EasyWarm

Die aktive selbstwärmende Patientendecke erwärmt sich, einmal aus ihrer Verpackung entnommen, innerhalb von 30 Min. auf 44°C und behält diese Temperatur über 10 Stunden. Die Hauttemperatur unter den Pads beträgt maximal 42° C. Die Decke kann bei einer Prewarming-Zeit des Patienten von mindestens 30 Minuten die Körperkerntemperatur 2,5 Stunden intraoperativ aufrecht

erhalten. Da die Decke sich durch Oxidation erwärmt, ist keine Stromversorgung erforderlich und EasyWarm kann Flexibel von der Station über den OP bis in den Aufwachraum den Patienten begleiten und somit helfen, eine Hypothermie zu vermeiden.



Biogel® OP-Handschuhe

Biogel ist die weltweit führende Marke für hochwertige und hochentwickelte OP-Handschuhe für medizinisches Fachpersonal. Die Marke steht für einen der bedeutendsten Durchbrüche in der Geschichte der OP-Handschuhe. Die einzigartige Biogel-Innenbeschichtung machte es möglich, OP-Handschuhe auch mit feuchten Händen leicht anzuziehen. Biogel garantiert Sicherheit auf höchstem Niveau und ist mit dem Angebot an latexhaltigen und latexfreien OP-Handschuhen der Massstab im OP.

Zur Auswahl stehen verschiedene Grade des Tastempfindens und mehrere Texturen, so dass Sie den idealen Handschuh für Ihren Komfort und Schutzbedarf wählen können. Biogel Handschuhe haben den niedrigsten AQL (Acceptable Quality Level) für Löcher. Diese Eigenschaft minimiert sowohl für Patienten, als auch für medizinisches Fachpersonal das Risiko einer Infektion durch Pathogene wie HIV und Hepatitis-Viren.

Biogel ist die einzige grössere OP-Handschuh Marke, deren Handschuhe zu 100 % als nicht-pyrogen zertifiziert sind. Dadurch wird das Risiko von postoperativen Komplikationen reduziert. Biogel ist auch die einzige grössere OP-Handschuh Marke mit einem exklusiven puderfreien Angebot. Da die Biogel OP-Handschuhe in einer garantiert puderfreien Umgebung hergestellt und verpackt werden, können sie ohne das Risiko einer Puderkontamination bei allen chirurgischen Eingriffen verwendet werden.

Biogel® - Mit Sicherheit ein gutes Gefühl

Biogel® OP-Handschuhe überzeugen durch ausgezeichnete Sicherheit, höchste Qualität und maximalen Komfort. So profitieren das OP-Team, die Patienten und nicht zuletzt der Einkauf.



Biogel sorgt dafür, dass das OP-Team sich voll auf das Operieren konzentrieren kann

- Vollanatomische Passform und gutes Tastempfinden
- Hautfreundlichkeit und hoher Tragekomfort

Biogel hilft, das Allergierisiko zu senken

- 100 % puderfrei, dadurch geringeres Risiko für Latexallergien, vor allem beim OP-Team
- Auch als synthetische Variante erhältlich, um Latexallergien bei Patienten und Anwendern vollständig zu umgehen
- Allergenarm mit nur geringen Mengen chemischer Rückstände¹ und extrahierbaren Proteinen¹

Biogel hilft, das Risiko postoperativer Komplikationen zu senken

- Nicht-pyrogen zertifiziertes Handschuhsortiment verringert das Risiko von gefährlichen Reaktionen auf Pyrogene*

Biogel bietet ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

- Besitzt eine der niedrigsten Handschuh-Ausfallquoten¹ und bietet damit eine höhere Effizienz durch geringen Handschuhverbrauch⁷
- Das reduzierte Risiko für Allergien, postoperative Komplikationen und Infektionen hilft, entsprechende Folgekosten zu senken

Biogel hilft, das Kontaminationsrisiko zu reduzieren

- Zusätzliche Sicherheit für OP-Team und Patienten durch potenziell weniger Kontaminationen und Verletzungen
- Jeder einzelne Handschuh wird auf Löcher und andere Defekte geprüft¹, bevor dieser überhaupt zum Anwender gelangt
- Perforationen während der OP werden mit den Biogel Indicator® Doppelhandschuhsystemen zuverlässig erkannt.
- Dies senkt das Risiko eines Blutkontaktes²⁻⁶ bzw. Kontaktes mit anderen Körperflüssigkeiten und reduziert somit das Infektionsrisiko.

*Pyrogene sind Zerfallsprodukte von Bakterien, die im menschlichen Körper zu Gewebereaktionen, Fieber, Entzündungen oder sogar zum Tod führen können⁸.

Referenzen: ¹ MKT 004 Why Choose Biogel; ² Thomas S et al. Postgrad Med. 2001; 77: 458-60; ³ Quebbemann EJ et al. Arch Surg. 1992; 127: 213-6; ⁴ Sebold EJ, Jordan LR Clin Orthop. 1993; 297: 242-4; ⁵ LeSac C, Twomey RN. Joint Comm J Qual Safety. 2003; 29: 369-78; ⁶ Laine T, Aarnio P. Am J Surg. 2001; 181: 564-6; ⁷ MHC In Use Surgical Glove Failure Rate Comparison Study G009-005. [4658 total gloving events, glove brand code missing for 17 cases]; ⁸ Dorland, W. (Ed.). (2003). Dorland's Illustrated Medical Dictionary. (30th ed.). (2003). Philadelphia, PA: Saunders

Biogel® OP-Handschuhe - Sicherheit, die zu Ihnen passt

Das Biogel® Sortiment an latexfreien OP-Handschuhen

	Name (Artikel-Nr.)	Farbe	Wand- stärke	Oberflächen	Besonderheiten	Mengen- einheiten*
Latexfrei – Polyisopren						
	Biogel PI Indicator System (414**)				Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation	Box = 50 Paar = 25 Indicator Systeme VSK = 200 Paar = 100 Indicator Systeme
	Biogel PI UltraTouch (409**)	strohfarben	stark	glatt	mit Anti-Rutsch-Beschichtung an der Stulpe	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
	Biogel PI Indicator Underglove (416**)	blau	stark	glatt		Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
	Biogel PI Micro Indicator System (483**)				Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation	Box = 50 Paar = 25 Indicator Systeme VSK = 200 Paar = 100 Indicator Systeme
	Biogel PI Micro (485**)	leicht transparent	dünn	angeraut/stumpf	weicher Handschuh mit Anti-Rutsch-Beschichtung an der Stulpe	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
	Biogel PI Micro Indicator Underglove (489**)	blau	dünn	glatt		Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
	Biogel PI UltraTouch G (421**)	strohfarben	stark	angeraut/stumpf	weicher Handschuh mit Anti-Rutsch-Beschichtung an der Stulpe	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
Latexfrei – Polychloropren						
	Biogel Skinsense (509**)	leicht gelblich	dünn	angeraut/stumpf	geeignet für den Umgang mit zytotoxischen und chemischen Wirkstoffen	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
	Biogel Skinsense Indicator Underglove (406**)	blau	dünn	glatt	geeignet für den Umgang mit zytotoxischen und chemischen Wirkstoffen	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
Akzeleratorenfrei – Polychloropren						
	Biogel NeoDerm (429**)	khaki	dünn	angeraut/stumpf	geeignet für Fachpersonal mit Empfindlichkeiten gegenüber Chemikalien (z. B. Beschleunigern)	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar

DER Handschuh für Chemikalien & Zytostatika***

Alle sterilen Biogel® Handschuhe haben eine vollanatomische Passform. Das komplette Biogel® Sortiment ist frei von Thiuramen.

Wandstärke (Finger): dünn = 0,21-0,23 mm | normal = 0,24-0,25 mm | stark = 0,27-0,29 mm

AQL: 0,65¹

* bei sterilen Biogel® OP-Handschuhen Gr. 9 = 40 Paar / Box = 160 Paar / VSK

** Artikelnummer + Größe (822 + Größe: 7,5 = Artikelnummer: 82275)

***siehe Permeations- und Degradations-Tabelle

Biogel® PI Indicator™ Doppelhandschuhsystem 414



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
41455	Grösse 5,5	25 x 2/100 x 2
41460	Grösse 6	25 x 2/100 x 2
41465	Grösse 6,5	25 x 2/100 x 2
41470	Grösse 7	25 x 2/100 x 2
41475	Grösse 7,5	25 x 2/100 x 2
41480	Grösse 8	25 x 2/100 x 2
41485	Grösse 8,5	25 x 2/100 x 2

Steriles, puderfreies, synthetisches Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. System: Ein Paar blaue Innenhandschuhe (1/2 Nummer grösser) und ein Paar strohfarbene Aussenhandschuh. Empfohlen für chirurgische Eingriffe mit hohem Perforationsrisiko.

Biogel® PI UltraTouch™ 409



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
40955	Grösse 5,5	50/200
40960	Grösse 6	50/200
40965	Grösse 6,5	50/200
40970	Grösse 7	50/200
40975	Grösse 7,5	50/200
40980	Grösse 8	50/200
40985	Grösse 8,5	50/200
40990	Grösse 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Handschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung und einem Gefühl und Tastempfinden wie bei Latex. Für alle chirurgischen Eingriffe mit/an Latexallergikern und zur Allergieprävention geeignet.

Biogel® Skinsense® 509



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
50955	Grösse 5,5	50/200
50960	Grösse 6	50/200
50965	Grösse 6,5	50/200
50970	Grösse 7	50/200
50975	Grösse 7,5	50/200
50980	Grösse 8	50/200
50985	Grösse 8,5	50/200
50990	Grösse 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Handschuh aus Polychloropren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle chirurgischen Eingriffe mit/an Latexallergikern. Zur alleinigen Verwendung, zur Allergieprävention und für die Zytostatika-Herstellung geeignet.

Biogel® Skinsense® Indicator® Underglove 406



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
40655	Grösse 5,5	50/200
40660	Grösse 6	50/200
40665	Grösse 6,5	50/200
40670	Grösse 7	50/200
40675	Grösse 7,5	50/200
40680	Grösse 8	50/200
40685	Grösse 8,5	50/200
40690	Grösse 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer, blauer OP-Innenhandschuh aus Polychloropren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle chirurgischen Eingriffe mit/an Latexallergikern. Zur alleinigen Verwendung, zur Allergieprävention und für die Zytostatika-Herstellung geeignet.

Biogel® PI Indicator™ Underglove 416



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
41655	Grösse 5,5	50/200
41660	Grösse 6	50/200
41665	Grösse 6,5	50/200
41670	Grösse 7	50/200
41675	Grösse 7,5	50/200
41680	Grösse 8	50/200
41685	Grösse 8,5	50/200
41690	Grösse 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer, blauer OP-Innenhandschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle chirurgischen Eingriffe mit/an Latexallergikern und zur Allergieprävention geeignet. Zur alleinigen Verwendung geeignet.

Biogel® PI Micro Indicator® Doppelhandschuhsystem 483



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
48355	Grösse 5,5	25 x 2/100 x 2
48360	Grösse 6	25 x 2/100 x 2
48365	Grösse 6,5	25 x 2/100 x 2
48370	Grösse 7	25 x 2/100 x 2
48375	Grösse 7,5	25 x 2/100 x 2
48380	Grösse 8	25 x 2/100 x 2
48385	Grösse 8,5	25 x 2/100 x 2

Steriles, puderfreies, synthetisches Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform. System: Ein Paar blaue Innenhandschuhe (1/2 Nummer grösser) und ein Paar strohfarbene Aussenhandschuh. Empfohlen für chirurgische Eingriffe mit hohem Perforationsrisiko, die ein erhöhtes Tastempfinden erfordern.

Biogel® NeoDerm® 429



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42955	Grösse 5,5	50/200
42960	Grösse 6	50/200
42965	Grösse 6,5	50/200
42970	Grösse 7	50/200
42975	Grösse 7,5	50/200
42980	Grösse 8	50/200
42985	Grösse 8,5	50/200
42990	Grösse 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Handschuh aus Polychloropren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Frei von allergieauslösenden Chemikalien wie Thiurame, Mercapto-benzothiazole, Diphenylthiourea, Diphenylguanidin und Dithiocarbamat. Für alle chirurgischen Eingriffe an/mit Latex- und Typ IV-Allergikern und zur Allergieprävention geeignet.

Biogel® PI Micro™ 485



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
48555	Grösse 5,5	50/200
48560	Grösse 6	50/200
48565	Grösse 6,5	50/200
48570	Grösse 7	50/200
48575	Grösse 7,5	50/200
48580	Grösse 8	50/200
48585	Grösse 8,5	50/200
48590	Grösse 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Handschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform. Für alle chirurgischen Eingriffe geeignet, die ein erhöhtes Tastempfinden erfordern.

Biogel® PI Micro Indicator Underglove 489



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
48955	Grösse 5,5	50/200
48960	Grösse 6	50/200
48965	Grösse 6,5	50/200
48970	Grösse 7	50/200
48975	Grösse 7,5	50/200
48980	Grösse 8	50/200
48985	Grösse 8,5	50/200
48990	Grösse 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer, blauer OP-Innenhandschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform. Für alle chirurgischen Eingriffe mit/an Latexallergikern und zur Allergieprävention geeignet, die ein erhöhtes Tastempfinden erfordern. Zur alleinigen Verwendung geeignet.

Biogel® PI UltraTouch G™ 421



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42155	Grösse 5,5	50/200
42160	Grösse 6	50/200
42165	Grösse 6,5	50/200
42170	Grösse 7	50/200
42175	Grösse 7,5	50/200
42180	Grösse 8	50/200
42185	Grösse 8,5	50/200
42190	Grösse 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Handschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Mikrogeraute Handschuhoberfläche für hohe Griffsicherheit und optimale Kontrolle bei der Instrumentenführung. Für alle mikrochirurgischen Eingriffe geeignet.

Biogel® OP-Handschuhe - Sicherheit, die zu Ihnen passt

Das Biogel® Sortiment an Latex OP-Handschuhen

Name [Artikel-Nr.]	Farbe	Wand- stärke	Oberflächen	Besonderheiten	Mengen- einheiten*	Proteine [extrahierbar]
Latex – Naturkautschuklatex						
 Biogel Eclipse Indicator System (607**)				Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation	Box = 50 Paar = 25 Indicator Systeme VSK = 200 Paar = 100 Indicator Systeme	< 40 µg/g
 Biogel Eclipse (751**)	leicht transparent	normal	angeraut/stumpf	30% weicheres und 15% dünnerer Naturkautschuklatex (im Vergleich zu Biogel Surgeons) mit Anti-Rutsch-Beschichtung an der Stulpe	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar	< 40 µg/g
 Biogel Eclipse Indicator Underglove (732**)	grün	normal	glatt		Box = 50 Paar VSK = 200 Paar	< 40 µg/g
 Biogel Surgeons (822**)	strohfarben	stark	glatt		Box = 50 Paar VSK = 200 Paar	< 20 µg/g
 Biogel M (823**)	strohfarben	stark	glatt, strukturierte Fingerkuppen		Box = 50 Paar VSK = 200 Paar	< 20 µg/g
 Biogel Super-Sensitive (825**)	strohfarben	dünn	glatt	20% dünnerer Naturkautschuklatex im Vergleich zu Biogel Surgeons	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar	< 20 µg/g
Dental- und Untersuchungshandschuhe						
 Biogel Dental Sterile (99990**)	strohfarben	stark	glatt, strukturierte Fingerkuppen	steriler Dentalhandschuh	Box = 10 Paar VSK = 100 Paar	< 20 µg/g
 Biogel Dental (5636-5643)	strohfarben	stark	glatt, strukturierte Fingerkuppen	unsteriler Dentalhandschuh	Box = 25 Paar VSK = 150 Paar	< 20 µg/g
 Biogel Diagnostic (5653-5660)	strohfarben	stark	glatt, strukturierte Fingerkuppen	unsteriler Untersuchungshandschuh	Box = 25 Paar VSK = 150 Paar	< 20 µg/g

Alle sterilen Biogel® Handschuhe haben eine vollanatomische Passform. Das komplette Biogel® Sortiment ist frei von Thiram. Wandstärke [Finger]: dünn = 0,21–0,23 mm | normal = 0,24–0,25 mm | stark = 0,27–0,29 mm
AQL: 0,65¹

* bei sterilen Biogel® OP-Handschuhen Gr. 9 = 40 Paar / Box = 160 Paar / VSK
** Artikelnummer + Größe [822 + Größe: 7,5 = Artikelnummer: 82275]

Biogel Eclipse® Indicator® Doppelhandschuhsystem 607


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60755	Grösse 5,5	25 x 2/100 x 2
60760	Grösse 6	25 x 2/100 x 2
60765	Grösse 6,5	25 x 2/100 x 2
60770	Grösse 7	25 x 2/100 x 2
60775	Grösse 7,5	25 x 2/100 x 2
60780	Grösse 8	25 x 2/100 x 2
60785	Grösse 8,5	25 x 2/100 x 2

Steriles, puderfreies Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation aus besonders weichem Latex mit Biogel-Innenbeschichtung. System: Ein Paar grüne Innenhandschuhe (1/2 Nummer grösser) und ein Paar strohfarbene Aussenhandschuhe. Empfohlen für chirurgische Eingriffe mit hohem Perforationsrisiko.

Biogel Eclipse® Indicator® Underglove 732


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
73255	Grösse 5,5	50/200
73260	Grösse 6	50/200
73265	Grösse 6,5	50/200
73270	Grösse 7	50/200
73275	Grösse 7,5	50/200
73280	Grösse 8	50/200
73285	Grösse 8,5	50/200
73290	Grösse 9	40/160

Steriler, puderfreier, grüner OP-Innenhandschuh mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung aus besonders weichem Latex. Der Biogel Eclipse Indicator Underglove ist für alle chirurgischen Eingriffe mit hohem Perforationsrisiko und auch zur alleinigen Verwendung geeignet.

Biogel® M 823


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
82355	Grösse 5,5	50/200
82360	Grösse 6	50/200
82365	Grösse 6,5	50/200
82370	Grösse 7	50/200
82375	Grösse 7,5	50/200
82380	Grösse 8	50/200
82385	Grösse 8,5	50/200
82390	Grösse 9	40/160

Steriler, puderfreier Latex-OP-Handschuh mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Mikrogeraute Handschuhoberfläche für hohe Griffsicherheit und optimale Kontrolle bei der Instrumentenführung. Für alle mikrochirurgischen Eingriffe geeignet.

Biogel Eclipse® 751


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
75155	Grösse 5,5	50/200
75160	Grösse 6	50/200
75165	Grösse 6,5	50/200
75170	Grösse 7	50/200
75175	Grösse 7,5	50/200
75180	Grösse 8	50/200
75185	Grösse 8,5	50/200
75190	Grösse 9	40/160

Steriler, puderfreier Latex-OP-Handschuh mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung für verbessertes Tastempfinden. Für bessere Griffbarkeit ist die Handschuhoberfläche leicht angestumpft. Für alle chirurgischen Eingriffe geeignet, die ein höheres Tastempfinden erfordern.

Biogel® Surgeons 822


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
82255	Grösse 5,5	50/200
82260	Grösse 6	50/200
82265	Grösse 6,5	50/200
82270	Grösse 7	50/200
82275	Grösse 7,5	50/200
82280	Grösse 8	50/200
82285	Grösse 8,5	50/200
82290	Grösse 9	40/160

Steriler, puderfreier Latex-OP-Handschuh mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle chirurgischen Eingriffe geeignet.

Biogel® Super-Sensitive™ 825


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
82555	Grösse 5,5	50/200
82560	Grösse 6	50/200
82565	Grösse 6,5	50/200
82570	Grösse 7	50/200
82575	Grösse 7,5	50/200
82580	Grösse 8	50/200
82585	Grösse 8,5	50/200
82590	Grösse 9	40/160

Steriler, puderfreier Latex-OP-Handschuh mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle chirurgischen Eingriffe geeignet, die ein erhöhtes Tastempfinden erfordern.

Biogel® Dental 56


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
5636	Grösse 5,5	25/150
5637	Grösse 6	25/150
5638	Grösse 6,5	25/150
5639	Grösse 7	25/150
5640	Grösse 7,5	25/150
5641	Grösse 8	25/150
5642	Grösse 8,5	25/150
5643	Grösse 9	25/150

Unsteriler, puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh in OP-Handschuhqualität mit geraden Fingern und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle zahnmedizinischen Behandlungen geeignet.

Biogel® Diagnostic™ 56


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
5653	Grösse 5,5	25/150
5654	Grösse 6	25/150
5655	Grösse 6,5	25/150
5656	Grösse 7	25/150
5657	Grösse 7,5	25/150
5658	Grösse 8	25/150
5659	Grösse 8,5	25/150
5660	Grösse 9	25/150

Unsteriler, puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh in OP-Handschuhqualität mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle unsterilen Behandlungen geeignet.

Biogel® Dental Sterile 99990


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
9999055	Grösse 5,5	10/100
9999060	Grösse 6	10/100
9999065	Grösse 6,5	10/100
9999070	Grösse 7	10/100
9999075	Grösse 7,5	10/100
9999080	Grösse 8	10/100
9999085	Grösse 8,5	10/100
9999090	Grösse 9	10/100

Steriler, puderfreier Latex-OP-Handschuh mit geraden Fingern und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle zahnärztlich-chirurgischen/oralchirurgischen Behandlungen geeignet.



HiBi® Desinfektion

HiBi ist eine bewährte Marke für Anti-septika. Das Produkt-Sortiment umfasst Händedesinfektionsmittel sowohl zum Waschen als auch zum Einreiben. HiBi Produkte sind auf Wasserbasis oder auf Alkoholbasis erhältlich und die meisten bieten den Vorteil der klinisch erwiesenen Residualwirkung von Chlorhexidingluconat.

Sämtliche HiBi Produkte entsprechen selbstverständlich allen relevanten Qualitäts- und Sicherheitsstandards, viele übertreffen diese sogar.

HiBi Produkte bieten klinisch bewährten antibakteriellen Schutz, sowohl für Fachpersonal als auch für Patienten. Sie schützen gegen ein breites Spektrum von Bakterien,

Hefen, Pilzen und Viren und bleiben lange nach der Anwendung aktiv. Die meisten Produkte haben eine antimikrobielle Wirkung von bis zu sechs Stunden und sind hautfreundlich.

Für alle Produkte ist fachkundige Beratung und Betreuung jederzeit erhältlich, so dass Sie die Effizienz Ihrer Infektionskontrolle maximieren können.

Wie alle Mölnlycke Health Care Produkte sind HiBi Lösungen das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit mit Fachpersonal aus dem Gesundheitswesen. Wir wissen, dass sich die Bedürfnisse im Gesundheitswesen dauernd verändern und nehmen die Herausforderung an, diesen Bedürfnissen zu

entsprechen. Deshalb entwickeln wir fortlaufend hochwirksame Produkte wie HiBiSCRUB und tragen so zur Sicherheit und Effizienz chirurgischer Verfahren bei.

HiBi® Produkte

HiBi Technologie

Bei der Entwicklung der HiBi Produkte stehen unsere Kunden im Vordergrund. Manchmal brauchen Sie ein Produkt, welches Bakterien durch Direktwirkung vernichtet. In anderen Situationen ist ein Produkt angebracht, das eine andauernde Wirkung hat und auf längere Zeit schützt. Aus diesem Grund bieten wir ein komplettes Spektrum von Lösungen, die sowohl auf Alkohol- als auch auf Chlorhexidin-Technologie beruhen.

Chlorhexidingluconat

In geringer Konzentration ist Chlorhexidin ein potenter, membranaktiver Wirkstoff gegen grampositive und gramnegative Bakterien. Es hat ein breites Spektrum antimikrobieller Aktivität und ist unter anderem wirksam gegen Hefen, Dermatophyten und lipophile Viren. Gegen bakterielle Sporen ist Chlorhexidin nur bei erhöhten Temperaturen wirksam. Dank seiner kationischen Eigenschaft verbindet sich Chlorhexidin stark mit der Haut, wo es eine langanhaltende Wirkung von bis zu sechs Stunden hat. Es wird dabei von der Haut sehr schlecht absorbiert.

Alkohol

100 % (v/v) Alkohol durchdringt und koaguliert die Zellwand von Einzellern und baut so das Protein an der Innenseite der Zellwand ab. Dieser Ring von geronnenem Protein verhindert, dass der Alkohol weiter in die Zelle eindringt, so dass die Zelle lediglich ruht und nicht abstirbt.¹⁴

Wenn dagegen 70 % (v/v) Alkohol verwendet wird wie z.B. in HiBi Liquid Hand Rub+, gerinnt das Protein langsamer, so dass der Alkohol in die Zelle eindringen und den Organismus abtöten kann, bevor sich ein koaguliertes Proteinring bildet. So wird mit geringem Aufwand eine wirksame Abtötung bewirkt.

Der Vorteil der Verwendung von Alkohol in Verbindung mit Chlorhexidingluconat ist die Kombination ihrer Wirkungen: Alkohol hat eine Direktwirkung, Chlorhexidin dagegen eine andauernde residuale Wirkung von bis zu sechs Stunden.¹⁵

Unterstützung des Gesundheitswesens

Zur Unterstützung unserer Kunden, und um Informationen über unsere Produkte zu verbreiten, hat Mölnlycke Health Care zwei Initiativen mit Fokus auf zentrale Anliegen im Gesundheitswesen entwickelt.

Scrub up – Top up

Beschreibt die Vorteile der Händedesinfektion für chirurgisches Personal beim ersten Händewaschen des Tages, 'Scrub Up' mit HiBiSCRUB, gefolgt von 'Top Up' mit HiBi Liquid Hand Rub+ zwischen chirurgischen Eingriffen. Scrub Up - Top Up bietet maximalen Schutz sowie Effizienz, was heute im Gesundheitswesen entscheidend ist.

Ganzkörperwaschung

1 von 20 Patienten - jährlich über 4,5 Millionen in ganz Europa - ziehen sich während ihres Krankenhausaufenthalts eine im Krankenhaus erworbene Infektion zu.¹⁶ Eine Demonstration der Vorteile einer Ganzkörperwaschung mit HiBiSCRUB wird Patienten ermutigen, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um das Risiko einer Infektion vor einer Operation zu reduzieren.

HiBi Produkt Selektor

Es ist einfach, im HiBi Produkt Sortiment das optimal geeignete Produkt zu finden. Alle Produkte haben ein Symbol, das ihre Nutzung klar darstellt. So können Sie auf den ersten Blick sehen, welches Produkt wo und wann angewendet werden kann.

Wasserhaltige Handwaschung



Antimikrobielle, schäumende Hand-Waschung. Enthält 4 % Chlorhexidingluconat.

Hand Rub



Wasserlose, flüssige "hand rubs" zur chirurgischen und/oder hygienischen Händedesinfektion

Ganzkörperwaschung



Ganzkörperwaschung zum Gebrauch vor und nach einem chirurgischen Eingriff

HiBiSCRUB



Art.-Nr.	Beschreibung
35000902	HiBiSCRUB 250 ml (Pharmacode 0818947)
35000903	HiBiSCRUB 500 ml (Pharmacode 2666594)
35000913	HiBiSCRUB 125 ml (Pharmacode 4633392)

HiBiDil



Art.-Nr.	Beschreibung
35000900	HiBiDil 240 x 15 ml Bottlepack (Pharmacode 1860785)
35000901	HiBiDil 120 x 50 ml Bottlepack (Pharmacode 2072989)
35000904	HiBiDil 25 x 15 ml Bottlepack (Pharmacode 1860779)

HiBi Liquid Hand Rub+



Art.-Nr.	Beschreibung
35000909	HiBi Liquid Hand Rub+ 500ml (Pharmacode 4031954)

Dosierpumpen



Art.-Nr.	Beschreibung
35000906	HiBi Liquid Hand Rub+ Dosierpumpe (3 ml)



Art.-Nr.	Beschreibung
35000912	HiBiSCRUB Dosierpumpe (5 ml)

Referenzen

1. Customer Reference Program, 2009
2. Customer Reference Program, 2009
3. Greiling M: A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Poster presented at European Association of Hospital Managers, September 2010
4. Neely AN, Maley MP J Clin Microbiol 2000; 36: 724-6.
5. Verkala K et al Eur J Card Surg 1998; 14:206-10.
6. Humans as dispersers of microorganisms-dispersion pattern and prevention. Jan Hoborn.
7. Fulfill the requirements of EN 14683:2005 Surgical- masks – Requirements and test methods.
8. Testing conducted at PRAC (Report 04-007) and overseen by a board-certified dermatologist, 2004.
9. Total Protein – Based on ASTM D5712 – 10 Standard Test Method for Analysis of Aqueous Extractable Protein in Natural Rubber and Its Products Using the Modified Lowry Method. Testing conducted at Guthrie Foundation for Education and Research, LEAP Testing Service, Report #5268.
10. Antigenic Protein – Based on ASTM D6499 – 07 Standard Test Method for The Immunological Measurement of Antigenic Protein in Natural Rubber and its Products. Testing conducted at Guthrie Foundation for Education and Research, LEAP Testing Service, Report #5268.
11. Eye of the Needle. UK Surveillance of Significant Occupational Exposures to Blood-borne Viruses in Healthcare Workers, Health Protection Agency, November 2006; p4 <http://www.hpa.org.uk/infections>.
12. Preventing Disease in the Operating Room. Panel discussion, American College of Surgeons Spring Meeting April 29, 1998. Accessed at www.facs.org/80/about_college/acscomm/core/coreprev.html on Sep 16,1999
13. Wigmore SJ & Rainey JB, 'Use of Coloured Undergloves to Detect Glove Puncture.' BSJ 1994; 81: 1480
14. Buck KM, The effects on germicides on microorganisms 09/2001 www.infectioncontroltoday.com
15. Paulson DS et al. 1993. Efficacy evaluation of a 4% Chlorhexidine gluconate as a full-body shower wash. Am J Infec Control. 21:205-209.
16. Commission of the European Communities. Accompanying document to the Communication and Recommendation on patient safety, including the prevention and control of health-care-associated infections. December 2008.

Mölnlycke – Ihr Partner für Qualität, Effizienz und Sicherheit

Bei Mölnlycke bieten wir innovative Lösungen für die Behandlung von Wunden, Verbesserung der chirurgischen Sicherheit und Effizienz und Prävention von Druckgeschwüren. Lösungen, die zu besseren Ergebnissen beitragen und durch klinische und gesundheitsökonomische Evidenz belegt sind.

Bei allem, was wir tun, werden wir von einem Ziel geleitet: medizinischem Fachpersonal dabei zu helfen, das Beste zu geben.

Und das wollen wir jeden Tag erneut beweisen.

Ausgabe 2018/2019

Rufnummer für Bestellungen:
Customer Service Center 0800 563 195

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.ch

Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Schweiz, T +41 44 744 54 00, F +41 44 744 54 11, www.molnlycke.ch/de-ch/
Name und Logo von Mölnlycke® sowie die Markenzeichen BARRIER®, Biogel® sowie HiBi® sind eingetragene Warenzeichen der Mölnlycke Health Care Gruppe. © 2018 Mölnlycke Health Care. Alle Rechte vorbehalten.

